

AUTOTOMA DE EXUDADO RECTAL

Esta prueba se realiza para descartar que tenga una infección de transmisión sexual asintomática.

TIPO DE MUESTRA: exudado

MATERIAL: 1 Hisopo
1 Tubo de tapón Rosa (contiene liquido conservador)


MODO DE RECOGIDA DE MUESTRA

LÁVESE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN.

1.- Saque el hisopo del envoltorio.




2.- Sujételo por la ranura como muestra el dibujo



3.- Colóquese en una posición cómoda e introduzca el hisopo unos 6 ó 7 cm. hasta la ranura.


Una vez introducido dentro del recto realice varios giros durante 5-10 segundos, y extraer.



4.-5.- Abra el tubo de tapón rosa e introduzca con cuidado el hisopo de forma que la punta de algodón quede cubierta por el líquido.

6.-7.- Parta el hisopo por la ranura y deseche en la basura la parte sobrante.

8.- CIERRE adecuadamente el tubo de tapón rosa.



LÁVESE DE NUEVO LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN.

**LA TOMA DE LA MUESTRA DEBE REALIZARSE EL MISMO DIA DE SU ENTREGA
EN EL CENTRO SANDOVAL**