

Análisis Clínicos



## PREPARACIÓN DE PRUEBAS

Instrucciones de recogida de muestras para la medida de

# Calprotectina Fecal

## Información

Le vamos a realizar una prueba en heces para medir una sustancia llamada Calprotectina con el objetivo de saber si existe inflamación de la mucosa intestinal.

## Material necesario

Se utiliza un tubo de recogida de heces que contiene una solución líquida.


**CONSERVAR EN NEVERA hasta su uso.**




## Procedimiento

Para obtener un resultado válido de la prueba debe seguir el procedimiento de recogida como se indica:


1. Colocar una capa de papel higiénico en el váter y sentarse, si es posible, de cara al mismo.
2. Es importante **mantener el tubo en posición vertical**, **DESENROSCAR** el tapón blanco y extraer el bastoncillo. Evitar derramar el líquido.  
**NO DESENROSCAR el tapón azul.**




3. Introducir, únicamente, la **punta del bastoncillo** dentro de las heces y girar antes de volver a sacarla. Repetir en 3 ó 5 posiciones diferentes hasta llenar completamente las ranuras del bastoncillo. **NO** introduzca heces manualmente dentro del tubo.



4. Introducir el bastoncillo con cuidado dentro del tubo y empujar hacia abajo hasta la posición final de bloqueo (sentirá y oirá dos clicks).



5. Agitar el tubo durante unos segundos



6. Entregar el tubo en el laboratorio el mismo día de la recogida de la muestra. Si no es posible, **mantenerlo en nevera** un máximo de 2 días antes de su entrega en el laboratorio.



**!! IMPORTANTE !!**

**CONSERVAR EN NEVERA el envase después de la recogida de la muestra**