


EXUDADO NASOFARÍNGEO


1. POSICIÓN

- Poner en posición de cuello extendido al paciente, sujetando la nuca, se introduce suavemente el hisopo estéril por la base de la cavidad nasal de uno de los orificios nasales de forma paralela al suelo de la fosa, hasta tocar la pared posterior de la nasofaringe.




2. ROTACIÓN

- Al tocar la pared nasofaríngea, realizar movimientos de rotación para recubrir la punta del hisopo con exudado, y a continuación retirar con suavidad la torunda.
- Repetir a continuación lo mismo con la otra fosa nasal.



3. DOBLAR Y ROMPER

- Después de tomar la muestra, desenroscar y retirar el tapón del tubo de transporte.
- Doblar y romper el hisopo por el punto de ruptura, alejando el tubo de la cara, y desechar el resto del hisopo sobrante.



ENVIAR A MICROBIOLOGÍA: TUBO NEUMÁTICO Nº 103 O 538