

INDICE

A

ÁCIDOS BILIARES EN HECES

ÁCIDOS
DELTAAMINOLEVULÍNICO
EN ORINA DE 24 h

ÁCIDO FÓLICO

ÁCIDO VALPROICO

ÁCIDO VANILMANDÉLICO
EN ORINA DE 24 h

ACLARAMIENTO ÁCIDO
ÚRICO 24H

ACLARAMIENTO DE
CREATININA EN ORINA DE
24 HORAS

ACLARAMIENTO DE
FOSFATOS EN ORINA DE 24
HORAS

ÁCIDO ÚRICO

ACTH

ACTH SUPRARRENAL
DERECHA

ACTH SUPRARRENAL
IZQUIERDA

ACTIVIDAD DE
PROTROMBINA

ADENOSÍN DESAMINASA

ALBÚMINA

ALDOLASA

ALDOSTERONA

ALDOSTERONA CAVA

ALDOSTERONA
SUPRARRENAL DERECHA

ALDOSTERONA
SUPRARRENAL IZQUIERDA

ALFA1 ANTITRIPSINA

INDICE

A

[ALFA FETOPROTEÍNA](#)

[ALFA1 GLICOPROTEÍNA](#)

[ALUMINIO](#)

[AMIKACINA PICO](#)

[AMIKACINA VALLE](#)

[AMILASA](#)

[AMONIO](#)

[ANDROSTENDIONA](#)

[ANEMIAS MACROCÍTICAS
AMPLIADO](#)

[ANTIDEPRESIVOS
TRICÍCLICOS](#)

[ANTITRIPSINA EN HECES](#)

[ANTICUERPOS ANTI-
TRANSGLUTAMINASA IgA](#)

[ANTICUERPOS ANTI-
GLIADINA IgG](#)

[ARIL SULFATASA
ESTEROIDEA](#)

[ARSÉNICO](#)

[ASLO](#)

INDICE

B

BALANCE FOSFOCÁLCICO

BANDAS OLIGOCLONALES
IgG

BANDAS OLIGOCLONALES
IgM

BETA-CROSSLAPS

B-HCG

BETA2GLICOPROTEÍNA

BETA 2 MICROGLOBULINA

BETA 2 MICROGLOBULINA
POSTDIÁLISIS

BETA TRAZA

BILIRRUBINA TOTAL

BILIRRUBINA DIRECTA

BILIRRUBINA INDIRECTA

BIOQUÍMICA EN ORINA DE
ÁCIDO CÍTRICO

INDICE

C

[CA 125](#)

[CA 15.3](#)

[CA 19.9](#)

[CA 72.4](#)

[CALCIO IÓNICO](#)

[CALCIO TOTAL](#)

[CALCITONINA](#)

[CALPROTECTINA](#)

[CARBAMACEPINA](#)

[CARIOTIPO EN SANGRE
PERIFÉRICA](#)

[CATECOLAMINAS EN
ORINA DE 24H](#)

[CATETERISMO SENOS
PETROSOS](#)

[CATETERISMO
SUPRARENAL](#)

[CEA](#)

[CERULOPLASMINA](#)

[CICLOSPORINA](#)

[CIFRA 21.1](#)

[CK](#)

[CK-MB](#)

[CO2 total](#)

[COBRE EN SANGRE](#)

[COLESTEROL](#)

[COLESTEROL HDL](#)

[COLESTEROL LDL DIRECTO](#)

INDICE

C

[COLESTEROL VLDL](#)

[COLINESTERASA](#)

[COMIDA MIXTA](#)

[CLOMIPRAMINA](#)

[COPROPORFIRINA](#)

[CORTISOL BASAL](#)

[CORTISOL SUPRARRENAL
DERECHA](#)

[CORTISOL SUPRARRENAL
IZQUIERDA](#)

[CORTISOL CAVA](#)

[CREATININA](#)

[CROMO](#)

[CROMO EN ORINA](#)

[CROMOGRANINA A](#)

INDICE

D

11-DESOXICORTISOL

DESMOPRESINA

DHEA SULFATO

DIAGNÓSTICO ANEMIA

DIAGNÓSTICO DE FUNCIÓN
TIROIDEA

DIAGNÓSTICO DISLIPEMIAS

DIGESTIÓN DE PRINCIPIOS
INMEDIATOS

DIGOXINA

DÍMERO D

DROGAS DE ABUSO

INDICE

E

ELASTASA FECAL

ELIMINACIÓN ÁCIDO
CÍTRICO EN ORINA DE 24
HORAS

ELIMINACIÓN ÁCIDO
OXÁLICO

ELIMINACIÓN DE
ALDOSTERONA EN ORINA
DE 24 HORAS

ELIMINACIÓN DE ÁCIDO
ÚRICO EN ORINA DE 24
HORAS

ELIMINACIÓN DE CALCIO
EN ORINA DE 24 HORAS

ELIMINACIÓN COBRE

ELIMINACIÓN DE
CREATININA EN ORINA DE
24 HORAS

ELIMINACIÓN DE CORTISOL
EN ORINA DE 24 HORAS

ELIMINACIÓN DE FÓSFORO
EN ORINA DE 24 HORAS

ELIMINACIÓN DE
MAGNESIO EN ORINA DE 24
HORAS

ELIMINACIÓN CREATININA
12 HORAS

ELIMINACIÓN CREATININA
ORINA DE 24 HORAS

ELIMINACIÓN DE ZINC

ENOLASA

INDICE

E

ENZIMA CONVERTIDORA
DE ANGIOTENSINA

ERITROPOYETINA

ESTRADIOL

ETOSUXIMIDA

ESTUDIO
HEMOCROMATOSIS
HEREDITARIA

EXTRACCIÓN DE DNA

EGFR(DNAtc)

EVEROLIMUS

INDICE

F

FACTOR REUMATOIDE

FELBAMATO

FENITOÍNA

FENOBARBITAL

FERRITINA

FIBRINÓGENO DERIVADO

FOSFATASA ALCALINA

FOSFORO INORGÁNICO

FSH basal

INDICE

G

[GABAPENTINA](#)

[GASOMETRÍA VENOSA](#)

[GASTRINA](#)

[GENTAMICINA PICO](#)

[GENTAMICINA VALLE](#)

[GH basal](#)

[GLUCAGÓN](#)

[GLUCAGÓN GH](#)

[GLUCAGÓN PÉPTIDO C](#)

[GLUCOSA](#)

[GGT](#)

[GOT](#)

[GPT](#)

[GRASA TOTAL](#)

[GAXILOSA](#)

INDICE

H

HAPTOGLOBINA

HEMOGRAMA

HEMORRAGIAS OCULTAS
EN HECES

5-HIDROXI-INDOL-
ACÉTICO EN ORINA DE 24
h

HIERRO

HIPOGLUCEMIA
INSULÍNICA PARA
CORTISOL

HIPOGLUCEMIA
INSULÍNICA PARA GH

HLA DQ

HOMAir

HEMOGLOBINA
GLICOSILADA

INDICE

I	<u>IGF-1</u>	<u>IONES EN ORINA DE 24 HORAS</u>	<u>IONES EN SUERO</u>
	<u>INSULINA</u>	<u>ISOENZIMA ÓSEA</u>	<u>INTOLERANCIA A LA LACTOSA</u>
	<u>INTOLERANCIA A LA FRUCTOSA</u>		

INDICE

K

[KEPPRA](#)

INDICE

L

[LDH](#)

[LH](#)

[LIPOPROTEÍNA A](#)

[LITIO](#)

[LIPASA](#)

[LÍQUIDO ASCÍTICO](#)

[LÍQUIDO
CEFALORRAQUÍDO](#)

[LÍQUIDOS OTROS](#)

[LÍQUIDO PERICÁRDICO](#)

[LÍQUIDO DIÁLISIS
PERITONEAL](#)

[LÍQUIDO PLEURAL](#)

[LÍQUIDO SINOVIAL](#)

[LITIASIS RENAL](#)

[LIPOPROTEINA B](#)

INDICE

M

[MACROPROLACTINA](#)

[MAGNESIO](#)

[MERCURIO EN ORINA](#)

[MERCURIO EN SANGRE](#)

[METANEFRIAS ORINA 24](#)

[METANEFRIAS PLASMA](#)

[METROTEXATO](#)

[MICOFENOLATO](#)

[MICROALBUMINURIA
\(screening\)](#)

[MICROALBUMINURIA EN
ORINA DE 24 HORAS](#)

[MIOGLOBINA](#)

INDICE

O

ORINA 1 MICCIÓN
AMILASA

ORINA 1 MICCIÓN CALCIO

ORINA 1 MICCIÓN CLORO

ORINA 1 MICCIÓN
CREATININA

ORINA 1 MICCIÓN
FÓSFORO INORGÁNICO

ORINA 1 MICCIÓN
GLUCOSA

ORINA 1 MICCIÓN IONES
(Na y K)

ORINA 1 MICCIÓN
MAGNESIO

ORINA 1 MICCIÓN
MICROALBUMINURIA

ORINA 1 MICCIÓN
PROTEÍNAS TOTALES

ORINA 1 MICCIÓN UREA

ORINA 24 h
ACLARAMIENTO
CREATININA

ORINA 24 h ELIMINACIÓN
DE CORTISOL

ORINA 24 h ELIMINACIÓN
AMILASA

ORINA 24 h ELIMINACIÓN
CALCIO

ORINA 24 h ELIMINACIÓN
CLORO

ORINA 24 h ELIMINACIÓN
CREATININA

ORINA 24 h ELIMINACIÓN
FÓSFORO

INDICE

O

ORINA 24 h ELIMINACIÓN
MICROALBUMINURIA

ORINA 24 h ELIMINACIÓN
Na y K

ORINA 24 h ELIMINACIÓN
PROTEÍNAS TOTALES

ORINA 24 h ELIMINACIÓN
UREA

ORINA 24 h ELIMINACIÓN
ÚRICO

ORINA 24 h
MICROALBUMINURIA

OSMOLARIDAD ORINA

OSMOLARIDAD SUERO

OSTEOCALCINA

INDICE

P

PARACETAMOL

PERFIL COAGULACIÓN
UCI/HEMA

PERFIL ENTERAL

PERFIL BÁSICO UCI/HDD

PERFIL HIRSUTISMO

PERFIL LIPÍDICO
AMPLIADO

PERFIL HEPÁTICO

PERFIL NUTRICIÓN 2 orina

PERFIL NUTRICIÓN 3 suero
+ orina

PERFIL NUTRICIÓN 1 suero

PERFIL RENAL

PERFIL PREOPERATORIO

PERFIL NEFROLÓGICO

PLOMO EN SANGRE

PORFOBILINÓGENO EN
ORINA

PREALBÚMINA

ProBNP

PROGESTERONA

PCR

PÉPTIDO C BASAL

17-OH PROGESTERONA

INDICE

P

PROLACTINA TRAS
REPOSO

PROTEÍNAS TOTALES

PROLACTINA EFECTO
HOOK

PROTEINOGRAMA EN
ORINA

PROTEINOGRAMA EN
SUERO

PROTEÍNAS TOTALES EN
ORINA DE 24 HORAS

PROTOCOLO SEPSIS

PRUEBA DE LHRH

PROCALCITONINA

PSA LIBRE

PTH INTACTA

PSA total

PROLACTINA

H. PYLORI

INDICE

Q

QUIMIOTRIPSINA EN
HECES

INDICE

R

RENINA

RENINA CAVA

RENINA SUPRARRENAL
DERECHA

RENINA SUPRARRENAL
IZQUIERDA

INDICE

S

[S100](#)

[SALICILATOS](#)

[SATURACIÓN
TRANSFERRINA](#)

[SCC](#)

[SEGUIMIENTO
DISLIPEMIAS](#)

[SEGUIMIENTO FUNCIÓN
TIROIDEA](#)

[SELENIO](#)

[SEMINOGRAMA
\(Estudio de Fertilidad\)](#)

[SEMINOGRAMA
\(Estudio postvasectomía\)](#)

[S.H.B.G.](#)

[SIRÓLIMUS](#)

[SISTEMÁTICO Y
SEDIMENTO DE ORINA](#)

[SOBRECARGA GLUCOSA
75g](#)

[SOBRECARGA GLUCOSA
75g Fibrosis quística](#)

[SOBRECARGA GLUCOSA
75g GH](#)

[SOBRECARGA SALINA](#)

[SOBRECRECIMIENTO
BACTERIANO](#)

INDICE

T

T4 LIBRE

TACRÓLIMUS

TEST AGUDO DE
OCTEOTRIDA

TEST DE AYUNO

TEST DE CAPTOPRIL

TEST DE CRH

TEST DE DESHIDRATACIÓN

TEST DE DESHIDRATACIÓN
POST TRATAMIENTO

TEST DE GLUCAGÓN TRAS
TEST DE AYUNO

TEST DE
HIDROCORTISONA

TESTOSTERONA

TEOFILINA

TOBRAMICINA PICO

TOBRAMICINA VALLE

T3 LIBRE

INDICE

T

TEST DE EMBARAZO

TIEMPO DE CEFALINA

THYROGEN

TIROGLOBULINA

TRANSFERRINA

TRIGLICÉRIDOS

TROPONINA I alta
sensibilidad

TSH

INDICE

U

UREA

UROPORFIRINAS

INDICE

V

VALORACIÓN
NUTRICIONAL INICIAL

VALORACIÓN
NUTRICIONAL SEMANAL

VANCOMICINA

VITAMINA A

VITAMINA B1

VITAMINA B6

VITAMINA B12

VITAMINA D

VITAMINA 1,25 D

VITAMINA E

INDICE


Z

ZINC


NOMBRE DE LA PRUEBA	ÁCIDOS BILIARES EN HECES		
TIPO DE MUESTRA	Heces		
CONTENEDOR	B. Contenedor heces		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital la Paz. Laboratorio Gastro		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ÁCIDOS DELTAAMINOLEVULÍNICO EN ORINA DE 24 h		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B. Frasco para recogida de Orina 24 horas con ácido acético		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 1,50 - 7,50 mg/24h		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Ramón y Cajal. Laboratorio de diagnóstico integrado.		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h en contenedor ácido.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ÁCIDO FÓLICO		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Vitamina B9		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 3,1-20,0 ng/ml		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h rutina		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: Quimioluminiscencia El suero se puede almacenar a una temperatura entre 2 °C y 8 °C hasta 7 días o congelados (a una temperatura igual o inferior a -10 °C) hasta un máximo de 30 días		




NOMBRE DE LA PRUEBA	ÁCIDO VALPROICO		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 50,0-100,0 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Fármacos, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación rutina 420319/420320	Despacho facultativo 420511 Facultativo urgencias 420507	Ampliación urgencia 420505
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimoimmunoanálisis Estabilidad: en frasco tapado 2 días a 20-25°C, en frasco tapado 7 días a 4-8 °C, en frasco tapado 3 meses a -20 °C		




NOMBRE DE LA PRUEBA	ÁCIDO VANILMANDÉLICO EN ORINA DE 24 h		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B. Frasco para recogida de Orina 24 H con HCL		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 1,8-6,7mg/24h		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gregorio Marañón.		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h con ácido.		


NOMBRE DEL PERFIL	ACLARAMIENTO ÁCIDO ÚRICO 24H		
PRUEBAS INCLUIDAS	Ácido úrico, B.O. Ácido úrico en orina		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
	Orina		
CONTENEDORES	Suero tapón rojo		
	B.Frasco para recogida de Orina 24 H		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 4.5-12.5ml/min		
	Mujeres: 4.5- 11.5ml/min		
TIEMPO DE RESPUESTA	8h		
LABORATORIOS	Bioquímica, Laboratorio de rutina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		




NOMBRE DEL PERFIL	ACLARAMIENTO DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Creatinina, B.O. Creatinina en orina, Acl. Creat 24 h. (calc)		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina de 24 horas		
	Suero		
CONTENEDORES	Orina 24 horas		
	Suero tapón rojo rutina		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 70-160 mL/min		
	Mujeres: 60-140mL/min		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5h		
LABORATORIOS	Bioquímica orina, Laboratorio de rutina		
	Laboratorio de rutina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	Ampliación urgencia 420505
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DEL PERFIL	ACLARAMIENTO DE FOSFATOS EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Fósforo, B.O. Fósforo en orina, Acl. fósforo 24 h. (calc)		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina de 24 horas		
	Suero		
CONTENEDORES	Orina 24 horas		
	Suero tapón rojo rutina		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 6-19 mL/min		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5h		
LABORATORIOS	Bioquímica orina, Laboratorio de rutina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	Ampliación urgencia 420505
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		




NOMBRE DE LA PRUEBA	ÁCIDO ÚRICO		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 3,4-7,0 mg/dL		
	Mujeres: 2,4-5,7 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Bioquímica general, Laboratorio de rutina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimático colorimétrico Estabilidad en suero/plasma: 7 días a 4-8 °C, 3 días a 20-25 °C, 6 meses a -20 °C		




NOMBRE DE LA PRUEBA	ACTH		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Hormona adrenocorticotropa, corticotropina o corticotrofina		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	B.EDTA Tapón morado 5 ml (Frío)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 4,7-48,8 pg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	14 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunológico quimioluminiscente Poner en hielo inmediatamente después de extraer la muestra y llevar lo antes posible a la sala de extracciones de la planta 1 Estabilidad: 2 horas a 22 °C, 4 semanas a -20 °C.		




NOMBRE DE LA PRUEBA	ACTH SUPRARRENAL DERECHA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Hormona adrenocorticotropa, corticotropina o corticotrofina		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	B.EDTA Tapón morado 5 ml (Frío)		
TIEMPO DE RESPUESTA	14 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunológico Poner en hielo inmediatamente después de extraer la muestra y llevar lo antes posible a la sala de extracciones de la planta 1		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ACTH SUPRARRENAL IZQUIERDA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Hormona adrenocorticotropa, corticotropina o corticotrofina		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	B.EDTA Tapón morado 5 ml (Frío)		
TIEMPO DE RESPUESTA	14 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunológico Poner en hielo inmediatamente después de extraer la muestra y llevar lo antes posible a la sala de extracciones de la planta 1		




NOMBRE DE LA PRUEBA	ACTIVIDAD DE PROTROMBINA		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	H.Citrato Coagulación Tapón azul		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 70,0-130,0 segundos		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			



NOMBRE DE LA PRUEBA	ADENOSÍN DESAMINASA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	ADA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: <35 U/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h		
LABORATORIO	Laboratorio Bioquímica Core		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimático La adenosina desaminasa en las muestras es estable 7 días a 2-8°C.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ALBÚMINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 3,5-5,2 g/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: colorimétrico LCR: Estabilidad: hasta 3 días a 2-8 °C, 6 meses a (-15)-(-25) °C Suero, plasma: Estabilidad: 10 semanas a 15-25 °C, 5 meses a 2-8 °C, 4 meses a (-15)-(-25) °C Orina: Estabilidad: 7 días a 15-25 °C, 1 mes a 2-8 °C, 6 meses a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ALDOLASA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 1,0-7,5 U/l		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	H. Gregorio Marañón. Laboratorio bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ALDOSTERONA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 2,52 - 39,2 ng/dL (posición erguida) 1,76 – 23,2 (posición supina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	21 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoensayo quimioluminiscente		


NOMBRE DE LA PRUEBA	ALDOSTERONA CAVA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	21 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoensayo quimioluminiscente		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ALDOSTERONA SUPRARRENAL DERECHA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	21 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoensayo quimioluminiscente		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ALDOSTERONA SUPRARRENAL IZQUIERDA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	21 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoensayo quimioluminiscente		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ALFA1 ANTITRIPSINA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Antitripsina		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 90,0-200,0 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoturbidimetría Estabilidad: 7 días a 15-25 °C, 3 meses a 2-8 °C, 3 meses a (-15)-(-25) °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ALFA FETOPROTEÍNA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	AFP		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,9-8,8 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Si el análisis se retrasa mas de 7 días, retire el coagulo, los eritrocitos, o el gel separador del suero o plasma y almacene las muestras a una temperatura inferior o igual a -20 °C.		




NOMBRE DE LA PRUEBA	ALFA1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Orosomucoide		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 50,0-120,0 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunturbidimetría Estabilidad: < 72 horas a 4 °C, 6 meses a -20 °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ALUMINIO		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón azul marino		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gómez Ulla		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	AMIKACINA PICO		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 20,0-30,0 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min		
LABORATORIO	Fármacos		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis de inhibición turbidimétrico mejorado por partículas (PETINIA) Sacar analítica pico: 0,5h a 1h tras finalizar una infusión Estabilidad: en frasco tapado, 8 horas a 15-25 °C, en frasco tapado, 48 horas a 2-8 °C, en frasco tapado, 4 semanas a -20 °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	AMIKACINA VALLE		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-8,0 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min		
LABORATORIO	Fármacos		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis de inhibición turbidimétrico mejorado por partículas (PETINIA) Sacar analítica inmediatamente antes de la siguiente dosis		

NOMBRE DE LA PRUEBA	AMILASA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 28,0-100,0 U/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimático Estabilidad en suero o plasma: 7 días a 15-25 °C, 1 mes a 2-8 °C Estabilidad en orina: 2 días a 15-25 °C, 10 días a 2-8 °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	AMONIO		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total		
CONTENEDOR	B.EDTA Tapón morado (Frío)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 16,0-60,0 $\mu\text{mol/L}$		
	Mujeres: 11,0-51,0 $\mu\text{mol/L}$		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 min urgencias		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimático Poner en hielo inmediatamente después de extraer la muestra y llevar lo antes posible a el laboratorio de urgencias planta 2		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ANDROSTENDIONA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres 0 a 10 años: 0,0-1,31 Hombres 11 a 17 años: 0,33-3,3 Hombres 18 a 53 años: 0,45-4,2 Hombres 54 a 82 años: 0,3-3,9		
	Mujeres 0 a 10 años: 0,02-0,86 Mujeres 11 a 17 años: 0,25-2,78 Mujeres 18 a 53 años: 0,75-3,89 Mujeres 54 a 82 años: 0,35-2,49		
LABORATORIO	Hospital Gregorio Marañón		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización.		

NOMBRE DEL PERFIL	ANEMIAS MACROCÍTICAS AMPLIADO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Hemograma, Vitamina B12, Ácido Fólico		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
	Plasma		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina), Tubo heparina de litio tapón verde (urgencia)		
	B.EDTA Tapón morado		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			



NOMBRE DE LA PRUEBA	ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	C.N. de Toxicología		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ANTITRIPSINA EN HECES		
TIPO DE MUESTRA	Heces		
CONTENEDOR	B. Contenedor Heces 24 h		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Niño Jesús		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización.		


NOMBRE DE LA PRUEBA	ANTICUERPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASA IgA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-20,0 U/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	14 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Negativo: Inferior a 20 U/mL Positivo: Superior a 20 U/mL Solicitar IgA total Método analítico: inmunoensayo quimioluminiscencia		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ANTICUERPOS ANTI-GLIADINA IgG		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-20,0 U/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	14 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Negativo: Inferior a 20 U/mL Positivo: Superior a 20 U/MI Esta prueba sólo en caso de que exista un déficit de IgA Método analítico: inmunoensayo quimioluminiscencia		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ARIL SULFATASA ESTEROIDEA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Universitario 12 de Octubre		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	ARSÉNICO		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón azul marino		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gómez Ulla		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	ASLO		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Anticuerpo antiestreptolisina		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-200,0 UI/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunturbidimetría Estabilidad: 2 días a 20-25 °C, 8 días a 4-8 °C, 6 meses a -20 °C		



NOMBRE DEL PERFIL	BALANCE FOSFOCÁLCICO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Urea, Creatinina, Fosfatasa alcalina, B.O. Creatinina en orina, Acido úrico, Albúmina, Calcio Total, Magnesio, Fósforo inorgánico, B.O. Calcio en orina, B.O. Acido úrico en orina, B.O. Fósforo inorgánico en orina, Acl. Creat 24 h. (calc), Acl. Ac. úrico (calc), Acl. Fosfatos (calc), Coc. Calcio/Creat (calc), Eliminación de Ac. úrico (calc), Eliminación de Calcio (calc), Eliminación de Creatinina (calc), Eliminación de Fos. Inorg (calc), Ind. Excrec. Calcio (calc), Coc. Acl. PO4/Acl. creat (calc), Reab. tubl/fosf (calc), Coc.Acl. Urico/Acl. Creat (calc)		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
	Suero		
CONTENEDORES	Orina		
	Suero tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1,5h		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	Ampliación 420319/420320
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h en contenedor ácido.		




[Subir al índice](#)

NOMBRE DEL PERFIL	BANDAS OLIGOCLONALES IgG		
PRUEBAS INCLUIDAS	Isoelectroenfoque (Suero y LCR)		
TIPOS DE MUESTRAS	LCR		
	Suero		
CONTENEDORES	Tubo líquido biológico		
	Tubo rojo suero rutina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 semana		
LABORATORIOS	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliaciones 420319/420320	Despacho 420509	
OBSERVACIONES	La obtención del suero y el LCR se debe realizar el mismo día. Técnica: isoelectroenfoque		

NOMBRE DEL PERFIL	BANDAS OLIGOCLONALES IgM		
PRUEBAS INCLUIDAS	BOC, Isoelectroenfocque (Suero y LCR)		
TIPOS DE MUESTRAS	LCR		
	Suero		
CONTENEDORES	Tubo líquido biológico		
	Tubo rojo suero rutina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 mes		
LABORATORIOS	H.U Ramón y Cajal		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho 420509	
OBSERVACIONES	Será necesaria realizar la canalización externa		


NOMBRE DE LA PRUEBA	BETA-CROSSLAPS		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Plasma heparina de Li, Plasma EDTA di y tripotásico		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), Tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 18-30 años 0,238-1,019 ng/mL 30-40 años 0,225-0,936 ng/mL 40-50 años 0,182-0,801 ng/mL 50-60 años 0,161-0,737 ng/mL 60-70 años 0,132-0,752 ng/mL 70-150 años 0,180-0,776 ng/mL Mujeres: 18-30 años 0,148-0,967 ng/mL 30-40 años 0,150-0,635 ng/mL 40-50 años 0,131-0,670 ng/mL 50-60 años 0,183-1,060 ng/mL 60-70 años 0,171-0,970 ng/mL 70-150 años 0,152-0,858 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1-15 días		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: ECLIA Estabilidad: 3 meses a -20°C. Congelar sólo una vez.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	B-HCG		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Gonadotropina coriónica humana		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 1,0-5,0 mUI/ml		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h rutina		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Las muestras se pueden almacenar hasta 7 días a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. Si el análisis se retrasa más de 7 días, las muestras se deben congelar a una temperatura igual o inferior a -10 °C.		




NOMBRE DE LA PRUEBA	BETA2GLICOPROTEÍNA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Ramón y Cajal		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	BETA 2 MICROGLOBULINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,8-2,2mg/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método de análisis: inmunoturbidimetría Estabilidad: 3 días a 2-8 °C, 6 meses a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	BETA 2 MICROGLOBULINA POSTDIÁLISIS		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,8-2,2mg/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método de análisis: inmunoturbidimetría		




NOMBRE DE LA PRUEBA	BETA TRAZA		
TIPO DE MUESTRA	Líquido biológico		
CONTENEDOR	B. Líquido biológico		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Ramón y Cajal		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización.		


NOMBRE DE LA PRUEBA	BILIRRUBINA TOTAL		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-1,2mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: test colorimétrico (sal de diazonio) Estabilidad: 1 día a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 6 meses a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	BILIRRUBINA DIRECTA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: test colorimétrico (sal de diazonio) Estabilidad: 2 días a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 6 meses a (-15)-(-25) °C		




NOMBRE DE LA PRUEBA	BILIRRUBINA INDIRECTA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: calculada		



NOMBRE DE LA PRUEBA	BIOQUÍMICA EN ORINA DE ÁCIDO CÍTRICO		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H con ácido		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Universitario 12 de Octubre		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Mandar una alícuota de 10 ml para oxálico y otra para cítrico. (No vale la misma para ambos)		


NOMBRE DE LA PRUEBA	CA 125		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-35 U/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Los especímenes se pueden almacenar hasta 7 días a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. Si el análisis se retrasa mas de 7 días, almacene el suero o plasma congelado a una temperatura igual o inferior a –20 °C.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	CA 15.3		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-31,3 U/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Los especímenes se pueden almacenar hasta 7 días a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. Si el análisis se retrasa mas de 7 días, almacene el suero o plasma congelado a una temperatura igual o inferior a –20 °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	CA 19.9		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 1,0-37,0 U/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Los especímenes se pueden almacenar hasta 7 días a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. Si el análisis se retrasa mas de 7 días, almacene el suero o plasma congelado a una temperatura igual o inferior a –20 °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	CA 72.4		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-6,9 U/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Universitario 12 de Octubre		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320		
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	CALCIO IÓNICO		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	B.Plasma Heparina-Litio Tapón verde 5 mL		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 1,15-1,27 mmol/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			



NOMBRE DE LA PRUEBA	CALCIO TOTAL		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 8,4-10,2mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: colorimétrico (arsenazo III) Estabilidad en suero/plasma: 7 días a 15-25 °C, 3 semanas a 2-8 °C, 8 meses a (-15)-(-25) °C Estabilidad en orina: 2 días a 15-25 °C, 4 días a 2-8 °C, 3 semanas a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	CALCITONINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 1,0-11,8 pg/mL		
	Mujeres: 1,0-4,8 pg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	21 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoensayo quimioluminiscente		

NOMBRE DE LA PRUEBA	CALPROTECTINA		
TIPO DE MUESTRA	Heces		
CONTENEDOR	B. Heces		
VALOR DE REFERENCIA	<50 ug/g heces Negativo 50 -120 ug/g heces Dudoso >120 ug/g heces Positivo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 semana		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoensayo quimioluminiscente		


NOMBRE DE LA PRUEBA	CARBAMACEPINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 4,0-12,0 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Fármacos, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis turbidimétrico Estabilidad: en frasco tapado, 2 días a 20-25 °C, en frasco tapado, 7 días a 2-8°C, en frasco tapado, 4 semanas a -20 °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	CARIOTIPO EN SANGRE PERIFÉRICA		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total		
CONTENEDOR	Tubo Plasma Heparina-Litio Tapón verde 5 mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Niño Jesús		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Se necesita cita previa para extracción		

NOMBRE DE LA PRUEBA	CATECOLAMINAS EN ORINA DE 24H		
TIPO DE MUESTRA	Orina 24 h		
CONTENEDOR	Contenedor orina 24 h con ácido		
VALOR DE REFERENCIA	Noradrenalina <97 ug/24h, Adrenalina <27ug/24h		
	Dopamina <500ug/24h		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 mes		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1 con ácido. Comprobar que el paciente recibe las instrucciones para la recogida de la muestra. No olvidar apuntar la diuresis Método analítico: HPLC		


NOMBRE DE LA PRUEBA	CATECOLAMINAS EN PLASMA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Suero Tapón Rojo		
VALOR DE REFERENCIA			
TIEMPO DE RESPUESTA	1 mes		
LABORATORIO	Reference Laboratory		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Será necesario canalización		

PRUEBA FUNCIONAL	CATETERISMO SENOS PETROSOS		
PRUEBAS QUE SE PUEDEN SOLICITAR DENTRO DE ESTE PERFIL	ACTH (-15min, 3min, 5 min, 10 min)		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	B.EDTA Tapón morado 5 ml (Frío) a -15min, 3 min, 5 min y 10 min		
VALOR DE REFERENCIA			
TIEMPO DE RESPUESTA	1 semana		
LABORATORIO	Core hormonas, Laboratorio de rutina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/42 0320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunológico La ACTH nada más extraerla se pondrá en hielo y se llevará lo antes posible a la sala de extracciones de la planta 1.		



PRUEBA FUNCIONAL	CATETERISMO SUPRARRENAL		
PRUEBAS QUE SE PUEDEN SOLICITAR DENTRO DE ESTE PERFIL	ACTH, ALDOSTERONA, CORTISOL, RENINA (PROCEDENTES DE VENA CAVA, SUPRARENAL DERECHA, SUPRARENAL IZQUIERDA)		
TIPO DE MUESTRA	Plasma y suero		
CONTENEDOR	B. EDTA Tapón morado 5 ml (Frío) , Tubo tapón rojo B. EDTA morado Renina 5mL		
VALOR DE REFERENCIA			
TIEMPO DE RESPUESTA	21 días		
LABORATORIO	Core hormonas, Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/42 0320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunológico La ACTH nada más extraerla se pondrá en hielo y se llevará lo antes posible a la sala de extracciones de la planta 1.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	CEA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Antígeno carcinoma embrionario		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 0,0-5,0 ng/mL		
	Mujeres: 0,0-5,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 horas rutina		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Las muestras se pueden almacenar hasta 7 días a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. Si el análisis se retrasa mas de 7 días, las muestras se deben congelar a una temperatura igual o inferior a -20 °C.		




NOMBRE DE LA PRUEBA	CERULOPLASMINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 15,0-30,0 g/L		
	Mujeres: 16,0-45,0 g/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 horas 30 min		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunturbidimetría Estabilidad: 3 días a 2-8 °C, 4 semanas a (-15)-(-25) °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	CICLOSPORINA		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total		
CONTENEDOR	B. EDTA Tapón rosa 5 ml fármacos		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 100,0-200,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	6 h		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente		

NOMBRE DE LA PRUEBA	CIFRA 21.1		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	CYFRA 21.1		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-3,3 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	3 días		
LABORATORIO	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Estabilidad: 4 semanas a 2-8 °C, 6 meses a -20 °C.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	CK		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Creatin-kinasa		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 20-200 U/L Mujeres: 20-180 U/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: Enzimático colorimétrico (NAC: N-acetil-L-cisteína) Estabilidad: 2 días a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 4 semanas a (-15)-(-25) °C		




NOMBRE DE LA PRUEBA	CK-MB		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Subunidad MB de Creatin-kinasa		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: < 25 U/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: UV inmunoanálisis quimioluminiscente Estabilidad en plasma con heparina: 8 horas a 20-24 °C, 5 días a 2-8 °C, 8 días a -20 °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	CO2 total		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 22,0-29,0 mmol/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimático (fosfoenolpiruvato carboxilasa) Estabilidad: 7 días a 4-8 °C, 40 horas a 15-25 °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	COBRE EN SANGRE		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres:70,0-140,0 µg/dL		
	Mujeres: 80,0-155,0 µg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gómez-Ulla		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			


NOMBRE DE LA PRUEBA	COLESTEROL		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 150-200 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Valorar según la edad Método analítico: enzimático Estabilidad: 7 días a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 3 meses a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	COLESTEROL HDL		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 55,0-999,0 mg/dL Mujeres: 65,0-999,0 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: detergente acelerador específico Estabilidad: 7 días a 2-8 °C, 30 días a (-60)-(-80) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	COLESTEROL LDL DIRECTO		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	90,0-130,0 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	Ampliación urgencia 420505
OBSERVACIONES	Método analítico: detergente acelerador específico Estabilidad: 7 días a 2-8 °C, 30 días a (-60)-(-80) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	COLESTEROL VLDL		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 0,0-40,0 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: calculado		




NOMBRE DE LA PRUEBA	COLINESTERASA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 4389-10928 U/L Mujeres: 2879-12669 U/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimático Estabilidad: 6 horas a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 1 año a -20 °C		

NOMBRE DEL PERFIL	COMIDA MIXTA		
PRUEBAS INCLUIDAS	Insulina (basal, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min180 min, 210 min, 240 min, 270 min, 300min), Glucosa(basal, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min180 min, 210 min, 240 min, 270 min, 300min), Péptido C basal(basal, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min180 min, 210 min, 240 min, 270 min, 300min)		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo rutina (basal, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min, 150 min180 min, 210 min, 240 min, 270 min, 300min)		
VALOR DE REFERENCIA			
TIEMPO DE RESPUESTA			
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			


NOMBRE DE LA PRUEBA	CLOMIPRAMINA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Anafranil		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total		
CONTENEDOR	B. EDTA Tapón morado 5 ml		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital La Paz		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	COPROPORFIRINA		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 h con Carbonato		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-250,0 nmol/24h		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Ramón y Cajal		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	CORTISOL BASAL		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 3,7-19,4 ug/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Los especímenes a los que se haya retirado el gel separador, los eritrocitos o el coagulo se pueden almacenar hasta 14 días a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. Los especímenes de suero, plasma u orina se pueden almacenar hasta 30 días a una temperatura igual o inferior a -10 °C.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	CORTISOL SUPRARRENAL DERECHA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente		



NOMBRE DE LA PRUEBA	CORTISOL SUPRARRENAL IZQUIERDA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis		



NOMBRE DE LA PRUEBA	CORTISOL CAVA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente		



NOMBRE DE LA PRUEBA	CREATININA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 0,7-1,2 mg/dL		
	Mujeres: 0,5-0,9 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: colorimétrica Estabilidad en suero/plasma: 7 días a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C 3 meses a (-15)-(-25) °C Estabilidad en orina (sin conservante): 2 días a 15-25 °C, 6 días a 2-8 °C, 6 meses a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	CROMO		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo elementos traza (tapón azul marino)		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gómez Ulla		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	CROMO EN ORINA		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B. Frasco de recogida de orina de 24 h		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gómez Ulla		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	CROMOGRANINA A		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALORES DE REFERENCIA	Ambos sexos: <101.9 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	21 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 11605	
OBSERVACIONES	Se recomienda suspender el tratamiento con inhibidores de las bombas de protones (IBP) al menos dos semanas antes de determinar la CgA.		


NOMBRE DE LA PRUEBA	11-DESOXICORTISOL		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Universitario La Paz. Laboratorio de Hormonas		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización.		

NOMBRE DEL PERFIL	DESMOPRESINA		
PRUEBAS INCLUIDAS	Cortisol (basal, 30min, 60 min, 90 min, 120 min), ACTH(basal, 30min, 60 min, 90 min, 120 min)		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
	Plasma		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo rutina (basal, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min)		
	Tubo tapón morado FRÍO (basal, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min)		
VALOR DE REFERENCIA			
TIEMPO DE RESPUESTA			
LABORATORIOS	Core Bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			




NOMBRE DE LA PRUEBA	DHEA SULFATO		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres 10 a 14 años: 24,0-247,0 µg/dL Hombres 14 a 19 años: 70,2- 492,0 µg/dL Hombres 19 a 24 años: 211,0-492,0 µg/dL Hombres 24 a 34 años: 160,0-449,0 µg/dL Hombres 34 a 44 años: 88,9-427,0 µg/dL Hombres 44 a 54 años: 44,3-331,0 µg/dL Hombres 54 a 64 años : 51,7-295,0 µg/dL Hombres 64-74 años: 33,6-249,0 µg/dL Hombres 74 a 150 años: 16,2-123,0 µg/dL Mujeres 10 a 14 años: 33,9-280,0 µg/dL Mujeres 14 a 19 años: 65,1-368,0 µg/dL Mujeres 19 a 24 años: 148,0-407,0 µg/dL Mujeres 24 a 34 años: 98,8-340,0 µg/dL Mujeres 34 a 44 años: 60,9-337,0 µg/dL Mujeres 44 a 54 años: 35,4-256,0 µg/dL Mujeres 54 a 64 años : 18,9-205 µg/dL Mujeres 64-74 años: 9,4-246,0 µg/dL Mujeres 74 a 150 años: 12,0-154,0 µg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIO	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Método analítico: quimioluminiscencia Estabilidad: 2 días a 2-8 °C, 2 meses a -20 °C.		


NOMBRE DEL PERFIL	DIAGNÓSTICO ANEMIA		
PRUEBAS INCLUIDAS	Hierro, Ferritina/Transferrina, Ácido fólico y Vitamina B12		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero o plasma		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina) Tubo heparina de litio tapón verde (urgencia)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Se ampliará Ferritina/Transferrina o B12 y ácido fólico en función del resultado de Hb y VCM: Hombres VCM<80 y Hb<13: Ferritina y transferrina Hombres VCM>100 y Hb<13: B12 y fólico Mujeres VCM<80 y Hb<12: Ferritina y transferrina Mujeres VCM>100 y Hb<12: B12 y fólico		



NOMBRE DEL PERFIL	DIAGNÓSTICO DE FUNCIÓN TIROIDEA		
PRUEBAS INCLUIDAS	TSH y ampliación de T4 según protocolo		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero o plasma		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina) Tubo heparina de litio tapón verde (urgencia)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Se ampliará T4 en función del valor de TSH: TSH <0,6 ó >4,3 Método analítico: ensayo inmunológico de tipo sándwich		



NOMBRE DEL PERFIL	DIAGNÓSTICO DISLIPEMIAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Triglicéridos, Colesterol total y Fracciones de colesterol según protocolo		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero o plasma		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina) Tubo heparina de litio tapón verde (urgencia)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Se ampliarán fracciones de colesterol en función del resultado: Colesterol>200 mg/dL		



NOMBRE DE LA PRUEBA	DIGESTIÓN DE PRINCIPIOS INMEDIATOS		
TIPO DE MUESTRA	Heces		
CONTENEDOR	B. Contenedor Heces		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales- Heces		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Incluye el análisis de: Almidón en heces, Fibras musculares en heces, Grasas en heces. Análisis microscopio óptico		

NOMBRE DE LA PRUEBA	DIGOXINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,9-2,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis turbidimétrico Estable durante 7 días a 15-25 °C, 14 días a 2-8 °C, 6 meses a -20 °C.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	DÍMERO D		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	H.Citrato Coagulación Tapón azul		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,15-0,5 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 min urgencias		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES	Ampliación hasta 4h desde la extracción		



NOMBRE DEL PERFIL	DROGAS DE ABUSO		
PRUEBAS INCLUIDAS	DA.Anfetaminas, DA.Cocaína, DA.Cánnabis, DA.Benzodiacepinas, DA.Antidepresivos tricíclicos, DA.Barbitúricos, DA.Metanfetamina, DA.Opiáceos, DA.Opiáceos2000, DA.Metadona, DA.Metilendioximetanfetamina, DA.Fenciclidina		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Orina 1ª de la mañana		
VALOR DE REFERENCIA			
TIEMPO DE RESPUESTA	30 min		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			


NOMBRE DE LA PRUEBA	ELASTASA FECAL		
TIPO DE MUESTRA	Heces		
CONTENEDOR	B. Contenedor Heces		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Niño Jesús		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PERFIL	ELIMINACIÓN DE ALDOSTERONA EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Aldosterona en orina, Eliminación de Aldosterona en 24 H.		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Frasco para recogida de Orina 24 H		
VALOR DE REFERENCIA			
TIEMPO DE RESPUESTA	15 días		
LABORATORIOS	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h en contenedor ácido.		


NOMBRE DEL PERFIL	ELIMINACIÓN DE ÁCIDO CÍTRICO EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Ácido cítrico en orina, Eliminación de Ácido cítrico en 24 H.		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Frasco para recogida de Orina 24 H con ácido		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIOS	Hospital Universitario 12 de Octubre		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1 con ácido. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h en contenedor ácido.		

NOMBRE DEL PERFIL	ELIMINACIÓN DE ÁCIDO OXÁLICO EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Ácido oxálico en orina, Eliminación de Ácido oxálico en 24 H.		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Frasco para recogida de Orina 24 H con ácido		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 7,0-44,0 mg/24h		
	Mujeres: 4,0-31,0 mg/24h		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIOS	Hospital Universitario 12 de Octubre		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1 con ácido. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h en contenedor ácido.		

NOMBRE DEL PERFIL	ELIMINACIÓN DE ÁCIDO ÚRICO EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Ácido úrico en orina, Eliminación de Ácido úrico en 24 H.		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Frasco para recogida de Orina 24 H		
VALOR DE REFERENCIA			
TIEMPO DE RESPUESTA			
LABORATORIOS	Bioquímica orina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h en contenedor		




NOMBRE DEL PERFIL	ELIMINACIÓN DE CALCIO EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Calcio en orina, Eliminación de Calcio en 24 H.		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Frasco para recogida de Orina 24 H		
VALOR DE REFERENCIA			
TIEMPO DE RESPUESTA			
LABORATORIOS	Bioquímica orina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h.		




NOMBRE DE LA PRUEBA	ELIMINACIÓN COBRE		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B. Frasco para recogida de orina de 24 h		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 2,0-50,0µg/24 horas		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 mes		
LABORATORIO	Hospital Gómez-Ulla		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h.		


NOMBRE DEL PERFIL	ELIMINACIÓN DE CREATININA EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Creatinina en orina, Eliminación de creatinina en 24 H.		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Frasco para recogida de Orina 24 H		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5h		
LABORATORIOS	Bioquímica orina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h.		




NOMBRE DEL PERFIL	ELIMINACIÓN DE CORTISOL EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Cortisol en orina, Eliminación de cortisol en 24 H.		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Frasco para recogida de Orina 24 H		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h		
LABORATORIOS	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Las muestras de orina se pueden almacenar hasta 14 días entre 2 °C y 8 °C. Los especímenes de suero, plasma u orina se pueden almacenar hasta 30 días a una temperatura igual o inferior a -10 °C.		



NOMBRE DEL PERFIL	ELIMINACIÓN DE FÓSFORO EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Fósforo en orina, Eliminación de Fósforo en 24 H.		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Frasco para recogida de Orina 24 H		
TIEMPO DE RESPUESTA	1,5h		
LABORATORIOS	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h.		



NOMBRE DEL PERFIL	ELIMINACIÓN DE MAGNESIO EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Magnesio en orina, Eliminación de Magnesio en 24 H.		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Frasco para recogida de Orina 24 H		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5h		
LABORATORIOS	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ELIMINACIÓN CREATININA 12 HORAS		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B. Frasco para recogida de orina de 24 h		
TIEMPO DE RESPUESTA	1,5 hora		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	Ampliación urgencia 420505
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 12h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ELIMINACIÓN DE ZINC		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B. Frasco para recogida de orina de 24 h		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos:140,0-800,0 mg/24 horas		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gómez-Ulla		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ENOLASA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-16,3 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	3 días		
LABORATORIO	Hospital Universitario de La Princesa. Laboratorio de bioquímica.		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ENZIMA CONVERTIDORA DE ANGIOTENSINA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	ECA		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total		
CONTENEDOR	Tubo tapón verde heparina de litio		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gregorio Marañón		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ERITROPOYETINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	4,3-29,0 UI/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 semana		
LABORATORIO	Hospital Gregorio Marañón		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320		
OBSERVACIONES	Será necesaria canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ESTRADIOL		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 11,0-44,0 pg/mL		
	Mujeres: 0,0-500,0 pg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 días		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Si el análisis se va a retrasar mas de 24 horas, retire el coagulo, el separador o los eritrocitos del suero o plasma y almacene los especímenes entre 2 °C y 8 °C. Si el análisis se retrasa mas de 7 días, almacene los especímenes congelados a una temperatura igual o inferior a -20 °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ETOSUXIMIDA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	EXT. tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 mes		
LABORATORIO	H. U. La Paz		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Secretaría 12330	
OBSERVACIONES	Método analítico: HLPC		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ESTUDIO HEMOCROMATOSIS HEREDITARIA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	HEMOCROMATOSIS		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total		
CONTENEDOR	Tubo EDTA 10 mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 mes		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Despacho facultativo 12219	Laboratorio 420509	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	EGFR(DNAtc)		
SINÓNIMOS	DNA tumoral circulante, Mutaciones EGFR		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total EDTA		
CONTENEDOR	B. EDTA Tapón morado EGFR 10 mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 semana		
LABORATORIO	Genética. HULPR.		
TELÉFONOS	Secretaría 12330	Despacho facultativo 420507	
OBSERVACIONES	Avisar de la fecha de extracción llamando a la secretaría. Pues el procesamiento debe ser en menos de 4 horas.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	EVEROLIMUS		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total EDTA		
CONTENEDOR	EXT. EDTA Tapón morado		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 Semanas		
LABORATORIO	H. U. Gregorio Marañón		
TELÉFONOS	Secretaría 12330		
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	FACTOR REUMATOIDE		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-30,0 UI/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunturbidimetría Estabilidad: 24 horas a 15-25 °C, 3 días a 2-8 °C, 4 semanas a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	FELBAMATO		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	EXT. Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 mes		
LABORATORIO	H. U. Niño Jesús		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Secretaria 12330	
OBSERVACIONES	Método analítico: HPLC		

NOMBRE DE LA PRUEBA	FENITOÍNA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 10,0-20,0 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimoimmunoanálisis Estabilidad: en frasco tapado, 4 días a 2-8 °C 1 a 2 meses a -20 °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	FENOBARBITAL		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo, tubo heparina de litio tapón verde		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 10,0-30,0 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Fármacos		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis turbidimétrico Estabilidad en frasco tapado: 7 días a 2-8 °C y 1 año a -20 °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	FERRITINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 30,0-400,0 ng/mL		
	Mujeres: 15,0-150,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Estabilidad: 7 días a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 1 año a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	FIBRINÓGENO DERIVADO		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	H.Citrato Coagulación Tapón azul		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 249,0-495,0 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 min urgencias		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			



NOMBRE DE LA PRUEBA	FOSFATASA ALCALINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 40,0-130,0 U/L		
	Mujeres: 35,0-105,0 U/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias.		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método de análisis: colorimétrico (para-nitrofenil fosfato) Estabilidad: 7 días a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 2 meses a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	FOSFORO INORGÁNICO		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 2,5-4,5 md/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: fosfomolibdato Estabilidad en suero/plasma: 24 horas a 15-25 °C, 4 días a 2-8 °C, 1 año a (-15)-(-25) °C		




NOMBRE DE LA PRUEBA	FSH basal		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Hormona folículo estimulante		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 0,95-11,95 mUI/mL		
	Mujeres: 1,0-50,0 mUI/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 días		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Antes del análisis, las muestras se pueden almacenar hasta 7 días a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. Si el análisis se va a retrasar mas de 7 días, congele las muestras a una temperatura igual o inferior a -10 °C.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	GABAPENTINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón azulón		
LABORATORIO	Hospital Universitario de La Paz		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: HLPC masas		

NOMBRE DEL PERFIL	GASOMETRÍA VENOSA		
PRUEBAS INCLUIDAS	GV.PH, GV.PCO2, GV.PO2 , GV.Calcio iónico , GV.L-Lactato, GV.Bicarbonato (*), GV.SBC (Bicarbonato estándar) (*), GV.TCO2 (*), GV.SBE (Exceso de base estándar) (*), GV.ABE (Exceso de base actual) (*), GV.SO2 (*), GV.SO2 (Calc) (*), GV.O2 Hb (*), GV.tHB (*), GV.Carboxihemoglobina (*), GV.Metahemoglobina (*), GV.Calcio iónico (Calc) (*), GV.Glucosa (Gases) (*), GV.Sodio (Gases) (*), GV.Potasio (Gases) (*), GV.Cloro (Gases) (*), GV. Anion GAP (*). Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.		
CONTENEDORES	B.Jeringa heparina (Gas ven)		
TIEMPO DE RESPUESTA	20 minutos		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			



NOMBRE DE LA PRUEBA	GASTRINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Clínico San Carlos. Laboratorio medicina nuclear		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	GENTAMICINA PICO		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 6,0-10,0 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Fármacos		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis turbidimétrico Sacar analítica 0,5-1h tras la infusión Estabilidad:1 semana tapado a 2-8 °C, 4 semanas tapado a -20 °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	GENTAMICINA VALLE		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,5-2,0 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Fármacos		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis turbidimétrico Sacar analítica inmediatamente antes de la siguiente dosis		

NOMBRE DE LA PRUEBA	GH basal		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Hormona de crecimiento		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,2-2,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 semanas		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: ensayo inmunológico quimioluminiscente		

NOMBRE DE LA PRUEBA	GLUCAGÓN		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total		
CONTENEDOR	EDTA tapón morado		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Clínico San Carlos. Laboratorio medicina nuclear.		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PERFIL	GLUCAGÓN GH		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa, GH basal, Glucosa 60min, GH 60min, Glucosa 90min, GH 90min, Glucosa 120min, GH 120min, Glucosa 150min, GH 150min, Glucosa 180min, GH 180 min		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero basal, Suero 60 min, Suero 90 min, Suero 120 min, Suero 150 min, Suero 180 min		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo		
LABORATORIOS	Bioquímica Rutina		
	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511/ 420509	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PERFIL	GLUCAGÓN PÉPTIDO C		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa, Péptido C basal, Glucosa 6min, Péptido C 6min		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero basal, Suero 6 min		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo		
LABORATORIOS	Bioquímica Rutina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	GLUCOSA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 74,0-106,0 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias.		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimática (hexocinasa/G-6-PDH) Estabilidad (sin hemólisis): 8 horas a 15-25 °C, 72 horas a 2-8 °C		





NOMBRE DE LA PRUEBA	GGT		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Gamma glutamil transpeptidasa		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 10,0-71,0 U/L		
	Mujeres: 6,0-42,0 U/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias.		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimático colorimétrico (sustrato de L-gamma-glutamyl-3-carboxy-4-anilida) Estabilidad: 7 días a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 1 año a (-15)-(-25) °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	GOT		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	AST		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 4,0-40,0 U/L		
	Mujeres: 4,0-32,0U/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias.		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimático (NADH) Estabilidad: 24 horas a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C		





NOMBRE DE LA PRUEBA	GPT		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	ALT		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 5,0-41,0U/L		
	Mujeres: 5,0-33,0 U/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias.		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimático (NADH) Estabilidad: 3 días a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C5, > 7 días a (-60)-(-80) °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	GRASA TOTAL		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Van de Kramer		
TIPO DE MUESTRA	Heces		
CONTENEDOR	B. Contenedor Heces 72 h		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Niño Jesús		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	TEST GAXILOSA		
PRUEBAS	Xilosa en Orina de 5 horas; Eliminación de xilosa en orina; Comentario hipolactasia		
TIPO DE MUESTRA	ORINA		
CONTENEDOR	B. Frasco para recogida de Orina 5 H		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 mes		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	Laboratorio 420509
OBSERVACIONES	No comer nada en las 10 horas previas al inicio del test. Por la mañana, antes de iniciar el test, orine para vaciar la vejiga sin recoger esta orina. Importante: anotar diuresis		

NOMBRE DE LA PRUEBA	HEMOGLOBINA GLICOSILADA		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total		
CONTENEDOR	B. EDTA glicada morado R.Blanca		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: NGSP 4,0 – 5,7% / >6,5 % Diagnóstico de diabetes (ADA)		
	IFCC 20,0-39,0 mmol/mol		
TIEMPO DE RESPUESTA	48h		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: HPLC intercambio iónico		



NOMBRE DE LA PRUEBA	HAPTOGLOBINA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	HAPTOGLOBINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 30-200 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	48h		
LABORATORIO	Lab Core		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: ensayo inmunoturbidimétrico		

NOMBRE DEL PERFIL	HEMOGRAMA		
PRUEBAS INCLUIDAS	Hematíes, Hemoglobina, Hematocrito, VCM, CCMH, CMH, RDW-CV, Plaquetas, VPM, Leucocitos, Neutrófilos (%), Linfocitos (%), Monocitos (%), Eosinófilos (%), Basófilos (%), Granulocitos Inmaduros (%), Neutrófilos totales, Linfocitos totales, Monocitos totales, Eosinófilos totales, Basófilos totales		
TIPOS DE MUESTRAS	Sangre total		
CONTENEDORES	B. EDTA tapón morado		
TIEMPO DE RESPUESTA	30 min		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			



NOMBRE DE LA PRUEBA	HEMORRAGIAS OCULTAS EN HECES		
TIPO DE MUESTRA	Heces		
CONTENEDOR	B. Contenedor heces hemorragias ocultas 1 muestra x 1 contenedor		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-75,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	48h		
LABORATORIO	Heces		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoturbidimetría		

NOMBRE DE LA PRUEBA	5-HIDROXI-INDOL-ACÉTICO EN ORINA DE 24 h		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B. Frasco para recogida de Orina 24 H con HCL		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,7-8,2 mg/24h		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gregorio Marañón		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	HIERRO		
TIPO DE MUESTRA	Suero, plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 33,0-193,0 ug/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: colorimétrico Estabilidad: 7 días a 15-25 °C, 3 semanas a 2-8 °C, varios años a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DEL PERFIL	HIPOGLUCEMIA INSULÍNICA PARA CORTISOL		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa (-15min, basal, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min), çCortisol (-15min, basal, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min)		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo suero rutina (-15min, basal, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min)		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			




NOMBRE DEL PERFIL	HIPOGLUCEMIA INSULÍNICA PARA GH		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa (-15min, basal, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min), GH (-15min, basal, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min)		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo suero rutina (-15min, basal, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min)		
LABORATORIOS	Core bioquímica Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511 / 420509	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PERFIL	HLA DQ		
PRUEBAS INCLUIDAS	HLA-DQ2.5, HLA-DQ2.2, HLA-DQ8, HLA. Interpretación		
CONTENEDORES	Tubo EDTA morado 10 ml		
LABORATORIOS	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 mes		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: microarray		


NOMBRE DE LA PRUEBA	HOMA _{ir}		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Índice resistencia a la insulina, "homeostatic model assessment"		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 2,6-24,9		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIO	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: calculado		



NOMBRE DE LA PRUEBA	IGF-1		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Somatomedina C		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres 12 a 15 años: 115,0-498,0 ng/mL Hombres 15 a 20 años: 247,0-481,0 ng/mL Hombres 20 a 25 años: 188,0-400,0 ng/mL Hombres 25 a 40 años: 96,0-228,0 ng/mL Hombres 40 a 55 años: 88,0-210,0 ng/mL Hombres 55 a 150 años: 55,0-186,0 ng/mL		
	Mujeres 12 a 15 años: 188,0-510,0 ng/mL Mujeres 15 a 20 años: 267,0-470,0 ng/mL Mujeres 20 a 25 años: 149,0-332,0 ng/mL Mujeres 25 a 40 años: 107,0-246,0 ng/mL Mujeres 40 a 55 años: 93,0-244,0 ng/mL Mujeres 55 a 150 años: 54,0-204,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	3 semanas		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoensayo por quimioluminiscencia		



NOMBRE DEL PERFIL	IONES EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	B.O. Sodio en orina, B.O. Potasio en orina, Eliminación de Potasio en 24 h (calc), Eliminación de Sodio en 24 h (calc)		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Frasco para recogida de Orina 24 H		
LABORATORIOS	Bioquímica orina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	Ampliación urgencia 420505
OBSERVACIONES	Método analítico: potenciometría indirecta No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. Estabilidad de los analitos en muestras de suero, plasma y orina conservadas en tubos bien cerrados: 15-25 °C 2-8 °C -20 °C Sodio 14 días estable, Potasio 14 días estable, Cloruro 7 días estable		



NOMBRE DEL PERFIL	IONES EN SUERO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Sodio, Potasio y Cloruro		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
	Plasma		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
	Tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Sodio: 136,0-145,0 mEq/L		
	Potasio suero: 3,5-5,1 mEq/L Potasio plasma: 3,4-4,5 mEq/L		
	Cloruro: 98,0-107,0 mEq/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: potenciometría indirecta Estabilidad de los analitos en muestras de suero, plasma y orina conservadas en tubos bien cerrados: 15-25 °C 2-8 °C -20 °C Sodio 14 días estable, Potasio 14 días estable, Cloruro 7 días estable		

NOMBRE DE LA PRUEBA	INSULINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 2,6-24,9 $\mu\text{U/mL}$		
	Mujeres: 2,6-24,9 $\mu\text{U/mL}$		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h rutina		
LABORATORIO	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Estabilidad: 24 horas a 2-8 °C, 6 meses a -20 °C.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ISOENZIMA ÓSEA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Ostasa		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres 0 a 150 años: 6,0-30,0 µg/L		
	Mujeres 0 a 45 años: 3,0-19,0 µg/L		
	Mujeres 45 a 150 años: 6,0-26,0 µg/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	21 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoquimioluminiscencia		

NOMBRE DE LA PRUEBA	INTOLERANCIA A LA LACTOSA		
PRUEBAS INCLUIDAS	H2 corregido 175, CH4 corregido 175, CO2 175, Comentario test del aliento, Kit-Diarrea, Kit-Dolor abdominal o cólicos, Kit-Vómitos, Kit-Borborismos, Kit-Gases o flatulencias, Kit-Otros: cefaleas, acidez, ardor, reflujo, mareos, CO2 basal, H2 corregido basal, CH4 corregido basal, H2 corregido 75, CH4 corregido 75, CO2 75, CH4 corregido 125, CO2 125, H2 corregido 125, H2 corregido 25, CH4 corregido 25, CO2 25, H2 corregido 100, CH4 corregido 100, CO2 100, H2 corregido 150, CH4 corregido 150, CO2 150, H2 corregido 50, CH4 corregido 50, CO2 50		
TIPO DE MUESTRA	ALIENTO		
CONTENEDOR	B.Test aliento		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 Semana		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método: Cromatografía de Gases Se debe completar la encuesta durante la realización de la prueba. Las muestras se entregan en la sala de extracciones lunes y martes únicamente.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	INTOLERANCIA A LA FRUCTOSA		
PRUEBAS INCLUIDAS	H2 corregido 175, CH4 corregido 175, CO2 175, Comentario test del aliento, Kit-Diarrea, Kit-Dolor abdominal o cólicos, Kit-Vómitos, Kit-Borborismos, Kit-Gases o flatulencias, Kit-Otros: cefaleas, acidez, ardor, reflujo, mareos, CO2 basal, H2 corregido basal, CH4 corregido basal, H2 corregido 75, CH4 corregido 75, CO2 75, CH4 corregido 125, CO2 125, H2 corregido 125, H2 corregido 25, CH4 corregido 25, CO2 25, H2 corregido 100, CH4 corregido 100, CO2 100, H2 corregido 150, CH4 corregido 150, CO2 150, H2 corregido 50, CH4 corregido 50, CO2 50		
TIPO DE MUESTRA	ALIENTO		
CONTENEDOR	B.Test aliento		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 Semana		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método: Cromatografía de Gases Se debe completar la encuesta durante la realización de la prueba. Las muestras se entregan en la sala de extracciones lunes y martes únicamente.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	KEPPRA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Levetiracetam		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 semanas		
LABORATORIO	Hospital Universitario Niño Jesús		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	Secretaría 12330
OBSERVACIONES	Método: HPLC		



NOMBRE DE LA PRUEBA	LDH		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Lactato deshidrogenasa		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 135,0-225,0 U/L		
	Mujeres: 135,0-214,0 U/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: usa la reaccion directa: lactato a piruvato, recomendada por la Federacion Internacional de Quimica Clinica y Medicina de Laboratorio (IFCC). Estabilidad: 7 días a 15-25 °C. La muestra puede conservarse durante 4 días a 2-8 °C o bien 6 semanas a -20 °C.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	LH		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Hormona luteinizante, Hormona luteoestimulante, Lutropina		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 0,57-12,07 mUI/mL		
	Mujeres: 1,0-30,0 mUI/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 días		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Las muestras se pueden almacenar hasta 7 días refrigeradas a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. Si el análisis se va a retrasar más de 7 días, almacénelas congeladas (< - 10 °C).		

NOMBRE DE LA PRUEBA	LIPOPROTEÍNA A		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: ≤ 30 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 días		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunturbidimétrica Si las muestras no se analizan en un plazo de 8 horas, deben conservarse a 2-8 °C. Si las muestras no se analizan en un plazo de 48 horas, deben conservarse a una temperatura igual o inferior a -70 °C.		


NOMBRE DE LA PRUEBA	LITIO		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,6-1,2 mmol/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	1h rutina		
LABORATORIO	Fármacos, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: test colorimétrico Estabilidad: 1 día a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 6 meses a (-15)-(-25) °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	LIPASA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 13,0-60,0 U/L		
	Mujeres: 13,0-60,0 U/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunturbidimétrica Estabilidad: 1 semana a 15-25 °C, 1 semana a 2-8 °C, 1 año a (-15)-(-25) °C		






NOMBRE DEL PERFIL	LÍQUIDO ASCÍTICO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Recuento celular, Proteínas, Glucosa, Albúmina (*), LDH (*), Amilasa (*), Bilirrubina total (*), Fosfatasa alcalina (*), Urea (*), Creatinina (*), pH (*), Colesterol (*), Triglicéridos (*), Alfa-fetoproteína (*), ADA (*), CEA (*), B2-microglobulina (*), Cloro (*), Sodio (*), Potasio (*), CA 125 (*), CA 15.3 (*), CA 19.9 (*), CA72.4 (*), CYFRA 21.1 (*), Enolasa (*), SCC (*). Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.		
TIPOS DE MUESTRAS	Líquido ascítico		
CONTENEDORES	Tubo de EDTA para conteo celular		
	Contenedor blanco estéril para bioquímica		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 minutos		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias y core		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Recuento celular, Proteínas, Glucosa, LDH (*), Albúmina (*), Alfa-fetoproteína (*), Ferritina (*), ADA (*), CEA (*), B2-microglobulina (*), Cloro (*), Sodio (*), Potasio (*), Bandas oligoclonales (*), Lactato(*). Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC		
TIPOS DE MUESTRAS	LCR		
CONTENEDORES	Un contenedor blanco estéril para conteo celular y bioquímica		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 minutos		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias y core		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	LÍQUIDOS OTROS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Recuento celular, Proteínas, Glucosa, Albúmina (*), LDH (*), Amilasa (*), Bilirrubina total (*), Fosfatasa alcalina (*), Urea (*), Creatinina (*), pH (*), Colesterol (*), Triglicéridos (*), Alfa-fetoproteína (*), ADA (*), CEA (*), B2-microglobulina (*), Cloro (*), CA 125 (*), CA 15.3 (*), CA 19.9(*). Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.		
TIPOS DE MUESTRAS	Otros líquidos biológicos		
CONTENEDORES	Tubo de EDTA para conteo celular		
	Contenedor blanco estéril para bioquímica		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 minutos		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias y core		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			


NOMBRE DEL PERFIL	LÍQUIDO PERICÁRDICO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Recuento celular, Proteínas, Glucosa, Albúmina (*), LDH (*), ADA (*), Amilasa (*), Bilirrubina total (*), Colesterol (*), Triglicéridos (*). Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.		
TIPOS DE MUESTRAS	Líquido pericárdico		
CONTENEDORES	Tubo de EDTA para conteo celular		
	Contenedor blanco estéril para bioquímica		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 minutos		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias y core		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			




NOMBRE DEL PERFIL	LÍQUIDO DIÁLISIS PERITONEAL		
PRUEBAS INCLUIDAS	Recuento celular, Proteínas, Glucosa, Albúmina (*), LDH (*), ADA (*), Amilasa (*), Bilirrubina total (*), Colesterol (*), Triglicéridos (*). Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.		
TIPOS DE MUESTRAS	Líquido diálisis peritoneal		
CONTENEDORES	Tubo de EDTA para conteo celular		
	Contenedor blanco estéril para bioquímica		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 minutos		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias y core		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	LÍQUIDO PLEURAL		
PRUEBAS INCLUIDAS	Recuento celular, Proteínas, Glucosa, Albúmina (*), LDH (*), Amilasa (*), Bilirrubina total (*), pH (*), Colesterol (*), Triglicéridos (*), Alfa-fetoproteína (*), ADA (*), CEA (*), B2-microglobulina (*), Cloro (*), Sodio (*), Potasio (*), CA 125 (*), CA 15.3 (*), CA 19.9 (*), CA72.4 (*), CYFRA 21.1 (*), Enolasa (*), SCC (*). Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.		
TIPOS DE MUESTRAS	Líquido pleural		
CONTENEDORES	Tubo de EDTA para conteo celular		
	Contenedor blanco estéril para bioquímica		
	Jeringa de Gases para PH		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 minutos		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias y core		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	LÍQUIDO SINOVIAL		
PRUEBAS INCLUIDAS	Recuento celular, Proteínas, Glucosa, Albúmina (*), LDH (*), Ácido úrico (*), beta-2-microglobulina (*), cristales. Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.		
TIPOS DE MUESTRAS	Líquido sinovial		
CONTENEDORES	Tubo de EDTA para conteo celular		
	Contenedor blanco estéril para bioquímica		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 minutos		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias y core		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			



NOMBRE DE LA PRUEBA	LITIASIS RENAL		
TIPO DE MUESTRA	Cálculos renales		
CONTENEDOR	B. Cálculos urinarios		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gregorio Marañón		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	APO B		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	B.T.Rojo (Rutina) o Hp. Li verde (urgencia)		
TIEMPO DE RESPUESTA	30 minutos		
LABORATORIO	Laboratorio de bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoturbidimetría		

NOMBRE DE LA PRUEBA	MACROPROLACTINA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Prolactina tras PEG		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 semana		
LABORATORIO	Laboratorio Core		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	MAGNESIO		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	16-60 años: 1,6-2,6 mmol/L		
	60-90 años: 1,6-2,4 mmol/L		
	90-120 años: 1,7-2,3 mmol/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimático Estabilidad en suero/plasma: 7 días a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 1 año a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	MERCURIO EN ORINA		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B. Frasco para recogida de orina de 24 h		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gómez Ulla		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	MERCURIO EN SANGRE		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gómez Ulla		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	METANEFRINAS EN ORINA DE 24H		
TIPO DE MUESTRA	Orina 24 h		
CONTENEDOR	Contenedor orina 24 H con ácido		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 semanas		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1 con ácido. No olvidar apuntar la diuresis Método analítico: HPLC		

NOMBRE DE LA PRUEBA	METANEFRIAS EN PLASMA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 meses		
LABORATORIO	Reference Laboratory		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420509	
OBSERVACIONES	Será necesario canalización		


NOMBRE DE LA PRUEBA	METROTEXATO		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	6 horas		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Laboratorio de urgencias 420505		
OBSERVACIONES	No exponer directamente a la luz		

NOMBRE DE LA PRUEBA	MICOFENOLATO		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Ácido micofenólico		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total		
CONTENEDOR	B. EDTA Tapón morado 5 ml		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital La Paz		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización		

NOMBRE DEL PERFIL	MICROALBUMINURIA (screening)		
PRUEBAS INCLUIDAS	B.O. Creatinina en orina de 1 micción, B.O. Microalbuminuria 1 micción, Coc. Microalbúmina/creatinina de 1 micción (calc), B.O. Proteínas totales en orina de 1 micción		
TIPOS DE MUESTRAS			
	Orina		
CONTENEDORES	B.Orina 1ª de la mañana		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 h 30 min		
LABORATORIOS	Bioquímica orina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoturbidimetría		



NOMBRE DEL PERFIL	MICROALBUMINURIA EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	B.O. Microalbuminuria, Eliminación de Microalbúmina en 24 h (calc)		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
	Orina 24 horas		
CONTENEDORES	B.Frasco para recogida de Orina 24 H		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min		
LABORATORIOS	Bioquímica orina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	MIOGLOBINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	EX. Tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 semanas		
LABORATORIO	H. U. La Paz		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320		
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización externa.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 1 MICCIÓN AMILASA		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 1 MICCIÓN CALCIO		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 1 MICCIÓN CLORO		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 1 MICCIÓN CREATININA		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 1 MICCIÓN FÓSFORO INORGÁNICO		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 1 MICCIÓN GLUCOSA		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 1 MICCIÓN IONES (Na y K)		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 1 MICCIÓN MAGNESIO		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 1 MICCIÓN MICROALBUMINURIA		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 1 MICCIÓN PROTEÍNAS TOTALES		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 1 MICCIÓN UREA		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1. Estabilidad en orina: 2 días a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 1 mes a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 24 h ACLARAMIENTO CREATININA		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Orina 24h		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H, Suero tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 24 h ELIMINACIÓN DE CORTISOL		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Orina 24h		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H, Suero tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	3 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 24 h ELIMINACIÓN AMILASA		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Orina 24h		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H, Suero tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 24 h ELIMINACIÓN CALCIO		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Orina 24h		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H, Suero tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 24 h ELIMINACIÓN CLORO		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Orina 24h		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H, Suero tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 24 h ELIMINACIÓN FÓSFORO		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Orina 24h		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H, Suero tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 24 h ELIMINACIÓN MICROALBUMINURIA		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Orina 24h		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H, Suero tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 24 h ELIMINACIÓN Na y K		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Orina 24h		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H, Suero tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 24 h ELIMINACIÓN PROTEÍNAS TOTALES		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Orina 24h		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H, Suero tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 24 h ELIMINACIÓN UREA		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Orina 24h		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H, Suero tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	428-714 mmol/24 h		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ORINA 24 h ELIMINACIÓN ÚRICO		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Orina 24h		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H, Suero tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 4.5-12.5ml/min		
	Mujeres: 4.5- 11.5ml/min		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Podrá solicitar el contenedor para la recogida de la orina en la sala de extracciones de la planta 1.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	OSMOLARIDAD ORINA		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Orina 1ª de la mañana		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	OSMOLARIDAD SUERO		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	<60 AÑOS: 279-295 mOsm/kg		
	>60 AÑOS: 280-301 mOsm/kg		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	OSTEOCALCINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero, Plasma heparina de Li, Plasma EDTA di o tripotásico		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres 18 a 30 años: 24,0-70,0 ng/mL Hombres 30 a 50 años: 14,0-42,0 ng/mL Hombres 50 a 150 años: 14,0-46,0 ng/mL		
	Mujeres 20 a 150 años: 11,0-46,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1-15 días		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: ECLIA Estabilidad del suero y el plasma con heparina: 8 horas a 15-25 °C, 3 días a 2-8 °C, 3 meses a -20 °C. Congelar sólo una vez.		


NOMBRE DE LA PRUEBA	PARACETAMOL		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Acetaminofeno		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 10,0-30,0 µg/mL		
	Mujeres: 10,0-30,0 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	1h urgencias		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias, Fármacos		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método análisis: enzimático/colorimétrico		

NOMBRE DE LA PRUEBA	PCR		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Proteína C reactiva		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-0,5 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunturbidimetría Estabilidad: 11 días a 15-25 °C, 2 meses a 2-8 °C, 3 años a (-15)-(-25) °C		




NOMBRE DE LA PRUEBA	PÉPTIDO C BASAL		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 1,1-4,4 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min		
LABORATORIO	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Estabilidad de las muestras de suero y orina de 24 horas: 4 horas a 15-25 °C, 24 horas a 2-8 °C y 30 días a -20 °C.		

NOMBRE DEL PERFIL	PERFIL BÁSICO UCI/HDD		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa, Urea, Creatinina, Iones, Albúmina, colesterol total, Bilirrubina total, Hemograma, CONUT.		
TIPOS DE MUESTRAS	Sangre total		
	Suero/Plasma		
CONTENEDORES	B. EDTA morado 5 mL		
	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h laboratorio de urgencias		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias		
	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES			




NOMBRE DEL PERFIL	PERFIL COAGULACIÓN UCI/HEMA		
PRUEBAS INCLUIDAS	Protrombina, Cefalina, Fibrinógeno		
TIPOS DE MUESTRAS	Sangre total		
CONTENEDORES	H.Citrato Coagulación Tapón azul		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h laboratorio de urgencias		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	PERFIL ENTERAL		
PRUEBAS INCLUIDAS	Hemograma, Glucosa, Urea, Creatinina, Iones, Albúmina, Colesterol		
TIPOS DE MUESTRAS	Sangre total		
	Suero		
CONTENEDORES	B. EDTA morado 5 mL		
	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h laboratorio de urgencias		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	PERFIL HEPÁTICO		
PRUEBAS INCLUIDAS	GOT/AST, GPT/ALT, GGT, Fosfatasa alcalina, Bilirrubina Total, LDH		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero/Plasma		
CONTENEDORES			
	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h laboratorio de urgencias		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias		
	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES			




NOMBRE DEL PERFIL	PERFIL HIRSUTISMO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Prolactina, Androsterona, Testosterona, LH, FSH, Estradiol, Progesterona, 17hidroxi-Progesterona, DHEA		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero/Plasma		
CONTENEDORES			
	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1día		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			


NOMBRE DEL PERFIL	PERFIL LIPÍDICO AMPLIADO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Triglicéridos, Colesterol total, HDL, LDL, VLDL		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero/Plasma		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			




NOMBRE DEL PERFIL	PERFIL NUTRICIÓN 1 suero		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa, Urea, Creatinina, Iones		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero/Plasma		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (suero)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5h		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			




NOMBRE DEL PERFIL	PERFIL NUTRICIÓN 2 orina		
PRUEBAS INCLUIDAS	Urea, Creatinina		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Orina 1ª de la mañana		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	PERFIL NUTRICIÓN 3 suero + orina		
PRUEBAS INCLUIDAS	Suero: Glucosa, Urea, Creatinina, Iones Orina: Urea, Creatinina, Proteínas totales, Excreción de nitrógeno		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
	Orina		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
	B.Orina 1ª de la mañana		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5h		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			




NOMBRE DEL PERFIL	PERFIL NEFROLÓGICO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa, Urea, Creatinina, Sodio, Potasio, Cloro, GOT/AST, GPT/ALT, GGT, Fosfatasa alcalina, Proteínas totales, Bilirrubina Total, Triglicéridos, Acido úrico, Albúmina, Calcio Total, Fósforo inorgánico, Hierro, Transferrina, Ferritina, Saturación de Transferrina, Proteína C reactiva, Colesterol, Estimación filtrado glomerular (CKD-EPI)		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	PERFIL RENAL		
PRUEBAS INCLUIDAS	Urea, Creatinina, Sodio, Potasio, Ácido úrico, Albúmina, Calcio Total, Fósforo inorgánico		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero/Plasma		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias		
	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	PERFIL PREOPERATORIO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa, Urea, Creatinina, Sodio, Potasio, GOT/AST, GPT/ALT, LDH, Fosfatasa alcalina, Proteínas totales, Bilirrubina Total, Actividad de protrombina, Tiempo de Cefalina, Fibrinógeno, INR, Triglicéridos, Acido úrico, Albúmina, Calcio Total, Fósforo inorgánico, Hierro, Proteína C reactiva, Colesterol, hemograma.		
TIPOS DE MUESTRAS	Sangre total		
	Suero/Plasma		
CONTENEDORES	B. EDTA morado 5 mL		
	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
	H.Citrato Coagulación Tapon azul		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias		
	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			



NOMBRE DE LA PRUEBA	PLOMO EN SANGRE		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total		
CONTENEDOR	EDTA Tapón morado		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-2,5		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gómez-Ulla		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	PORFOBILINÓGENO EN ORINA		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B. Frasco para recogida de Orina 24 H con ácido acético		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-2,5		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Ramón y Cajal		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	PREALBÚMINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 20,0-40,0 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunturbidimetria Estabilidad: 3 días a 2-8 °C, 6 meses a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	ProBNP		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Péptido natriurético cerebral, BNP		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres 18 a 45 años: 0,0-86,0 pg/mL Hombres 45 a 55 años: 0,0-121,0 pg/mL Hombres 55 a 65 años: 0,0-210,0 pg/mL Hombres 65 a 75 años: 0,0-376,0 pg/mL Hombres 75 a 150 años: 0,0-486,0pg/mL		
	Mujeres 18 a 45 años: 0,0-130,0 pg/mL Mujeres 45 a 55 años: 0,0-249,0 pg/mL Mujeres 55 a 65 años: 0,0-287,0 pg/mL Mujeres 65 a 75 años: 0,0-301,0 pg/mL Mujeres 75 a 150 años: 0,0-738,0 pg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIO	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Estabilidad: 3 días a 20-25 °C; 6 días a 2-8 °C; 24 meses a -20 °C.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	PROGESTERONA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-10,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h rutina		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Si el análisis se retrasa mas de 10 días, almacene los especímenes congelados a una temperatura igual o inferior a -10 °C.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	17-OH PROGESTERONA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Universitario Gregorio Marañón		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	PROLACTINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 3,46-19,4 ng/mL		
	Mujeres: 5,18-26,53 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h rutina		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Las muestras se pueden almacenar hasta 7 días a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. Si el análisis se va a retrasar mas de 7 días, congele las muestras a una temperatura igual o inferior a -10 °C.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	PROLACTINA EFECTO HOOK		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 3,46-19,4 ng/mL		
	Mujeres: 5,18-26,53 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h rutina		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente		






NOMBRE DEL PERFIL	PROLACTINA TRAS REPOSO		
PRUEBAS INCLUIDAS	PRL (basal, 15 min, 30 min)		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero (basal, 15 min, 30 min)		
CONTENEDORES	Suero tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 3,46-19,4 ng/mL		
	Mujeres: 5,18-26,53 ng/mL		
LABORATORIOS	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente		

NOMBRE DE LA PRUEBA	PROTEÍNAS TOTALES		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 6,6-8,7 g/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: colorimétrico (de Biuret) Estabilidad: 4 semanas a 2-8 °C, 24 semanas a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DEL PERFIL	PROTEÍNAS TOTALES EN ORINA DE 24 HORAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	B.O. Proteínas totales en orina, Prot. Total. or 24 h (calc)		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
	Orina de 24 horas		
CONTENEDORES	Suero tapón rojo		
	Contenedor orina de 24 h		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 hora laboratorio de urgencias		
	1h 30 min rutina		
LABORATORIOS	Bioquímica orina		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	Ampliación urgencia 420505
OBSERVACIONES	No olvidar el registro del volumen de diuresis de 24h. Orina: 1 día a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 1 mes a (-15) - (-25) °C		




NOMBRE DE LA PRUEBA	PROTEINOGRAMA EN ORINA		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Frasco para recogida de Orina 24 H		
TIEMPO DE RESPUESTA	3 semana		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Importante: anotar diuresis Método analítico: electroforesis en gel de agarosa Límite de sensibilidad: >30 mg/dL proteínas totales en orina		

NOMBRE DE LA PRUEBA	PROTEINOGRAMA EN SUERO		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	24 horas pacientes hematológicos 48 horas		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: electroforesis capilar Esta prueba está indicada sólo en caso de sospecha de gammapatía monoclonal		


NOMBRE DE LA PRUEBA	PROCALCITONINA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	PCT		
TIPO DE MUESTRA	Suero, plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencia)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,05-0,09 ng/ml		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias, Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: electroquimioluminiscencia Estabilidad: 24 horas a 2-8 °C, 3 meses a -20 °C.		

NOMBRE DEL PERFIL	PROTOCOLO SEPSIS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa, Urea, Creatinina, Iones, Bilirrubina total, GOT, GPT, GGT, Fosfatasa alcalina, PCT, Actividad de protrombina, Tiempo de cefalina, INR, Hemograma, Gasometría venosa		
TIPOS DE MUESTRAS	Sangre total, Plasma, Gasometría		
CONTENEDORES	Tubo EDTA morado, Tubo heparina de litio verde, Tubo azul citrato, Jeringa gasometría		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 min		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PERFIL	PRUEBA DE LHRH		
PRUEBAS INCLUIDAS	FSH basal, LH, FSH a los 30 min, LH a los 30 min, FSH a los 60 min, LH a los 60 min		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero, Suero a los 30 min, Suero a los 60 min		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo		
LABORATORIOS	Core hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			




NOMBRE DE LA PRUEBA	PSA total		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Antígeno prostático específico		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 0,0-4,0 ng/L		
	Mujeres: no procede		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h min rutina		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Las muestras se pueden almacenar hasta 24 horas a una temperatura entre 2 °C y 8 °C. Si el análisis se retrasa mas de 24 horas, se debe retirar el coagulo o el separador de suero de las muestras y congelarlas a una temperatura igual o inferior a -20 °C.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	PSA LIBRE		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 0,0-0,5 ng/L		
	Mujeres: no procede		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h min rutina		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Se debe separar el coagulo del suero en las 3 horas siguientes a la recogida de las muestras y se deben almacenar entre 2 °C y 8 °C hasta un máximo de 24 horas. Si el suero no se analiza en un período de 24 horas, se debe congelar a una temperatura igual o inferior a -20 °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	PTH INTACTA		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Hormona paratiroidea		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo, tubo heparina de litio tapón verde		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 15,0-65,0 pg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Suero: estable durante 8 horas a 15-25 °C; 2 días a 2-8 °C; 6 meses a -20 °C. Plasma: estable durante 2 días a 15-25 °C; 3 días a 2-8 °C; 6 meses a -20 °C.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	QUIMIOTRIPSINA EN HECES		
TIPO DE MUESTRA	Heces		
CONTENEDOR	B. Contenedor heces 24 h		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital La Paz		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	RENINA		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	B.EDTA Tapón morado Renina 5 mL		
VALOR DE REFERENCIA	P. Supino: 2,8-39,9 mU/L		
	P. Erguido: 4,4-46,1 mU/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	21 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: quimioluminiscencia Importante: el paciente debe mantener la misma postura durante al menos 30 minutos, se deberá anotar la posición del paciente durante la extracción. Centrifugar y congelar el plasma lo más rápido posible.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	RENINA CAVA		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	B.EDTA Tapón morado Renina 5 mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	21 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método análisis: quimioluminiscencia		


NOMBRE DE LA PRUEBA	RENINA SUPRARRENAL DERECHA		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	B.EDTA Tapón morado Renina 5 mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	15 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método análisis: quimioluminiscencia		

NOMBRE DE LA PRUEBA	RENINA SUPRARRENAL IZQUIERDA		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	B.EDTA Tapón morado Renina 5 mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	15 días		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método análisis: quimioluminiscencia		

NOMBRE DE LA PRUEBA	S100		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-0,150 µg/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	3 semanas		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Estabilidad: 8 horas a 15-25 °C; 2 días a 2-8 °C; 3 meses a -20 °C.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	SALICILATOS		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gregorio Marañón		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	SATURACIÓN TRANSFERRINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 20,0-50,0%		
	Mujeres: 15,0-50,0%		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 h		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: calculado		




NOMBRE DE LA PRUEBA	SCC		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Antígeno asociado a los carcinomas escamosos		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-1,5 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 días		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Si el análisis se va a retrasar mas de 24 horas, retire el coagulo, los eritrocitos o el gel separador del suero o plasma. Si el análisis se va a retrasar mas de 7 días, almacénelos congelados a una temperatura igual o inferior a –20 °C		

NOMBRE DEL PERFIL	SEGUIMIENTO DISLIPEMIAS		
PRUEBAS INCLUIDAS	Colesterol total, Triglicéridos		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 hora		
LABORATORIOS	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	SEGUIMIENTO FUNCIÓN TIROIDEA		
PRUEBAS INCLUIDAS	TSH basal		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 hora		
LABORATORIOS	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			



NOMBRE DE LA PRUEBA	SELENIO		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo elementos traza		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Gómez Ulla		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			


NOMBRE DE LA PRUEBA	SEMINOGRAMA (Estudio de Fertilidad)		
SINÓNIMOS	Seminograma fertilidad		
TIPO DE MUESTRA	Semen		
CONTENEDOR	B. Esperma		
VALOR DE REFERENCIA	Criterios OMS 2021		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 día		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Cita previa 12330	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Traer la muestra pegada al cuerpo para mantener la temperatura de 37°C y en menos de 1 hora desde su obtención. Solo se reciben muestras los Jueves por la mañana directamente en el laboratorio de técnicas especiales (planta 2. Servicio de Análisis Clínicos) con cita previa.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	SEMINOGRAMA (Estudio de post-vasectomía)		
SINÓNIMOS	Seminograma post-vasectomía		
TIPO DE MUESTRA	Semen		
CONTENEDOR	B. Esperma		
VALOR DE REFERENCIA	Criterios OMS 2021		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 día		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Cita previa 12330	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Traer la muestra pegada al cuerpo para mantener la temperatura de 37°C y en menos de 1 hora desde su obtención. Solo se reciben muestras los Jueves por la mañana directamente en el laboratorio de técnicas especiales (planta 2. Servicio de Análisis Clínicos) con cita previa.		


NOMBRE DE LA PRUEBA	S.H.B.G		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Globulina fijadora de hormonas sexuales		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 días		
LABORATORIO	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320		
OBSERVACIONES	Método analítico: Inmunoanálisis quimioluminiscente Almacenar suero/plasma a 2-8°C como máximo 8 días, si no congelar -10°C hasta 3 meses		

NOMBRE DE LA PRUEBA	SIRÓLIMUS		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total		
CONTENEDOR	B. EDTA Tapón rosa 5 ml fármacos		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 5,0-15,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	6 horas		
LABORATORIO	Inmunosupresores		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente		


NOMBRE DEL PERFIL	SISTEMÁTICO Y SEDIMENTO DE ORINA		
PRUEBAS INCLUIDAS	TO.Densidad, TO.pH, TO.Leucocitos, TO.Nitritos, TO.Proteínas, TO.Glucosa, TO.Cuerpos cetónicos, TO.Urobilinógeno, TO.Bilirrubina, TO.Eritrocitos, SED.Sedimento		
TIPOS DE MUESTRAS	Orina		
CONTENEDORES	B.Orina 1ª de la mañana		
TIEMPO DE RESPUESTA	24h		
LABORATORIOS	Laboratorio Técnicas especiales		
	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliar 420319/420320	Despacho facultativo 12304/ 420509
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	SOBRECARGA GLUCOSA 75g		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa, Glucosa a los 120 min		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero basal, Suero 120 min		
CONTENEDORES	Tubo tapón Rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIOS	Laboratorio Core		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	SOBRECARGA GLUCOSA 75g Fibrosis quística		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa, Insulina, Glucosa a los 30 min, Insulina a los 30 min, Glucosa a los 60 min, Insulina a los 60 min, Glucosa a los 90 min, Insulina a los 90 min, Glucosa a los 120 min, Insulina a los 120 min		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero basal, Suero 30 min, Suero 60 min, Suero 90 min, Suero 120 min		
CONTENEDORES			
	Tubo tapón Rojo		
TIEMPO DE RESPUESTA	4h		
LABORATORIOS	Laboratorio Core		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			




NOMBRE DEL PERFIL	SOBRECARGA GLUCOSA 75g GH		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa, GH basal, Glucosa a los 30 min, GH a los 30 min, Glucosa a los 60 min, GH a los 60 min, Glucosa a los 90 min, GH a los 90 min, Glucosa a los 120 min, GH a los 120 min		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero basal, Suero 30 min, Suero 60 min, Suero 90 min, Suero 120 min		
CONTENEDORES			
	Tubo tapón Rojo		
LABORATORIOS	Laboratorio Core		
	Técnicas especiales		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Despacho facultativo 420511/420509	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PERFIL	SOBRECARGA SALINA		
PRUEBAS INCLUIDAS	Cortisol basal, Potasio, Aldosterona , Renina, Cortisol 240 min, Potasio a los 240 min, Aldosterona a los 240 min, Renina a los 240 min		
TIPOS DE MUESTRAS	Plasma basal, suero basal Plasma 240 min, suero 240 min		
CONTENEDORES	B.EDTA Tapón morado Renina 5 mL		
	Tubo tapón Rojo		
LABORATORIOS	Laboratorio Core		
	Laboratorio Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Despacho facultativo 420511/ 420509	
OBSERVACIONES	El contenedor EDTA Renina se debe centrifugar y congelar el plasma lo más rápido posible.		

NOMBRE DEL PERFIL	SOBRECRECIMIENTO BACTERIANO		
PRUEBAS INCLUIDAS	H2 corregido 175, CH4 corregido 175, CO2 175, Comentario test del aliento, Kit-Diarrea, Kit-Dolor abdominal o cólicos, Kit-Vómitos, Kit-Borborismos, Kit-Gases o flatulencias, Kit-Otros: cefaleas, acidez, ardor, reflujo, mareos, CO2 basal, H2 corregido basal, CH4 corregido basal, H2 corregido 75, CH4 corregido 75, CO2 75, CH4 corregido 125, CO2 125, H2 corregido 125, H2 corregido 25, CH4 corregido 25, CO2 25, H2 corregido 100, CH4 corregido 100, CO2 100, H2 corregido 150, CH4 corregido 150, CO2 150, H2 corregido 50, CH4 corregido 50, CO2 50		
TIPOS DE MUESTRAS	Aliento		
CONTENEDORES	B.Aliento 175, B.Test Sobrecrecimiento Bacteriano, B.Aliento 75, B.Aliento 125, B.Aliento 25, B.Aliento 100, B.Aliento 150, B.Aliento 50		
LABORATORIOS	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método: Cromatografía de gases Se debe completar la encuesta durante la realización de la prueba. Las muestras se entregan en la sala de extracciones lunes y martes únicamente.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	T4 LIBRE		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,7-1,48 ng/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 h rutina		
LABORATORIO	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: principio de competición Estabilidad: 7 días a 2-8 °C, 30 días a -20 °C		




NOMBRE DE LA PRUEBA	TACRÓLIMUS		
TIPO DE MUESTRA	Sangre total		
CONTENEDOR	B. EDTA Tapón rosa 5 ml fármacos		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 5,0-15,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	6 horas		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente		

NOMBRE DEL PERFIL	TEST AGUDO DE OCTEOTRIDA		
PRUEBAS INCLUIDAS	GH basal, GH a 120 min		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero (rutina)		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	15 días		
LABORATORIOS	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PERFIL	TEST DE AYUNO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa, Péptido C basal, Insulina, Glucosa 10min, Glucosa 20 min		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero (rutina)		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PERFIL	TEST DE CAPTOPRIL		
PRUEBAS INCLUIDAS	Aldosterona, Aldosterona a los 60min, Aldosterona a los 120min, Renina, Renina a los 60 min, Renina a los 120 min		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero (rutina)		
	Plasma		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
	B.EDTA Tapón morado Renina 5 mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	15 días		
LABORATORIOS	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	El contenedor EDTA Renina se debe centrifugar y congelar el plasma lo más rápido posible.		


NOMBRE DEL PERFIL	TEST DE CRH		
PRUEBAS INCLUIDAS	Cortisol -15min, 0 min, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, y 120min, ACTH -15min, 0 min, 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, y 120min		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero (rutina)		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	TEST DE DESHIDRATACIÓN		
PRUEBAS INCLUIDAS	Osmolaridad en suero (basal, 120 min, 240min, 360min), Osmolaridad en orina (120 min, 3h, 4h, 5h, 6h), Sodio en suero basal, Sodio en orina (120min, 240min, 360min)		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero (rutina)		
	Orina		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
	Tubo orina tapón amarillo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES			


NOMBRE DEL PERFIL	TEST DE DESHIDRATACIÓN POST TRATAMIENTO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Sodio en suero (basal, 60 min, 120 min) Osmolaridad en suero (basal, 60 min, 120 min) Osmolaridad en orina (basal, 60 min, 120 min) Densidad en orina (basal, 60 min, 120 min)		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero (rutina)		
	Orina , Orina a los 60 min, Orina a los 120 min		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
	Tubo orina tapón amarillo		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES			

NOMBRE DEL PERFIL	TEST DE GLUCAGÓN TRAS TEST DE AYUNO		
PRUEBAS INCLUIDAS	Glucosa (basal, 10 min, 20 min, 30 min)		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero (rutina), Suero a los 10 min, Suero a los 20 min, Suero a los 30 min		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h rutina		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	TEST DE HIDROCORTISONA		
PRUEBAS INCLUIDAS	Cortisol en suero (basal, 30min, 60 min, 120 min, 180 min, 5h, 7h, 9 h, 2º día a las 9:30, 2º día a las 10:00, 2º día a las 11:00 Cortisol en orina (basal)		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero (rutina), Suero a los 10 min, 60 min, 120 min, 180 min, 5h, 7h, 9h, 2º día a las 9:30, 2º día a las 10:00, 2º día a las 11:00		
	Orina 24 h		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
	Contenedor Orina 24 h		
TIEMPO DE RESPUESTA	3 días		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	TESTOSTERONA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres de 21 a 50 años: 2,4-8,7 ng/mL		
	Hombres de 50 a 150 años: 2,21-7,15 ng/mL		
	Mujeres de 21 a 50 años: 0,14-0,53 ng/mL		
	Mujeres de 50 a 150 años: 0,12-0,35 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 h rutina		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Técnica analítica: inmunoanálisis quimioluminiscente Si el análisis no se realiza en las 8 horas siguientes a la recogida, las muestras se deben almacenar a una temperatura entre 2 °C y 8 °C hasta 7 días o congeladas (a una temperatura igual o inferior a -20 °C), antes del análisis.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	TEOFILINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 10,0-20,0 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Fármacos. Hospital U. Gregorio Marañón.		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320		
OBSERVACIONES	Será necesaria canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	TOBRAMICINA PICO		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 5,0-12,0 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30min rutina		
LABORATORIO	Fármacos		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis turbidimétrico Estabilidad: en frasco tapado 3 días a 4-8 °C, 1 mes a -20 °C		

NOMBRE DE LA PRUEBA	TOBRAMICINA VALLE		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,0-2,0 µg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30min rutina		
LABORATORIO	Fármacos		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis turbidimétrico		

NOMBRE DE LA PRUEBA	T3L		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 1,72-3,54 pg/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1 semana		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	TEST DE EMBARAZO		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B.Orina 1ª de la mañana		
TIEMPO DE RESPUESTA	20min		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505/12307		
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	TIEMPO DE CEFALINA		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	H.Citrato Coagulación Tapón azul		
VALOR DE REFERENCIA	23,0 -39,0 s		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 min		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	THYROGEN		
PRUEBAS INCLUIDAS	TSH basal, T4 libre, Tiroglobulina, TSH 2 día, T4 libre 2º día, Tiroglobulina 2º día		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero (rutina)		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIOS	Core bioquímica		
TELÉFONOS		Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES			




NOMBRE DE LA PRUEBA	TIROGLOBULINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos:3,5-77,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 h rutina		
LABORATORIO	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: ensayo inmunológico de tipo sándwich Estabilidad: 48 horas a 15-25 °C, 72 horas a 2-8 °C, 1 mes a -20 °C.		



NOMBRE DE LA PRUEBA	TRANSFERRINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	200,0 – 360,0 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunturbidimetría Estabilidad: 8 días a 15-25°C, 8 días a 2-8 °C, 6 meses a (-15°C)-(-25°C)		



NOMBRE DE LA PRUEBA	TRIGLICÉRIDOS		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 50,0-200,0 mg/dL		
	Mujeres: 50,0-200,0 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimático colorimétrico Estabilidad: 5-7 días a 2-8 °C, 3 meses a (-15)-(-25) °C, varios años a (-60)-(-80) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	TROPONINA I alta sensibilidad		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 0,0-34,2 ng/L		
	Mujeres: 0,0-15,6 ng/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	60 min urgencias		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505		
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Estabilidad: 24 horas a 2-8 °C, 12 meses a -20 °C.		





NOMBRE DE LA PRUEBA	TSH		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Hormona estimulante de tiroides		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	0,35 - 4,94 μ UI/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30min urgencias		
LABORATORIO	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Estabilidad: 7 días a 2-8 °C, 1 mes a -20 °C.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	UREA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 16,6-48,5 mg/dL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
	60 min urgencias		
LABORATORIO	Core bioquímica, Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511
OBSERVACIONES	Método analítico: enzimático (ureasa) Estabilidad en suero/plasma: 7 días a 15-25 °C, 7 días a 2-8 °C, 1 año a (-15)-(-25) °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	UROPORFIRINAS		
TIPO DE MUESTRA	Orina		
CONTENEDOR	B. Frasco para recogida de Orina 24 H con Carbonato		
VALOR DE REFERENCIA	Hombres: 5,0-50,0µg/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Ramón y Cajal		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES	Será necesario realizar canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	VANCOMICINA		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA			
TIEMPO DE RESPUESTA	48h		
LABORATORIO	Laboratorio de urgencias		
TELÉFONOS	Ampliación urgencia 420505	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420505/12304
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis turbidimétrico Estabilidad en suero/plasma: <3 días a 15-25 °C, <8 días a 2-8 °C, <3 meses a (-15)-(-25) °C		

NOMBRE DEL PERFIL	VALORACIÓN NUTRICIONAL INICIAL		
PRUEBAS INCLUIDAS	Hemograma, INR, Actividad de protrombina, Glucosa, Urea, Creatinina, CKD-EPI, Iones, Albúmina, Prealbúmina, bilirrubina total, GOT, GPT, GGT, Fosfatasa alcalina, Colesterol, Triglicéridos, Ácido úrico, Calcio total, Magnesio, Fósforo inorgánico, Hierro, Transferrina, Ferritina, Saturación de transferrina, Proteína C reactiva, Ácido fólico, Vitamina B12, TSH basal, Vitamina D, Zinc (*). Los ensayos marcados (*) no están amparados por la acreditación de ENAC.		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero, plasma, sangre total		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina), Tubo tapón azul citrato, Tubo tapón morado (EDTA), Tubo azulón seco 7ml		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias		
	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			



NOMBRE DEL PERFIL	VALORACIÓN NUTRICIONAL SEMANAL		
PRUEBAS INCLUIDAS	Hemograma, INR, Actividad de protrombina, Glucosa, Urea, Creatinina, CKD-EPI, Iones, Albúmina, Prealbúmina, bilirrubina total, GOT, GPT, GGT, Fosfatasa alcalina, Colesterol, Triglicéridos, Ácido úrico, Calcio total, Magnesio, Fósforo inorgánico, Hierro, Transferrina, Ferritina, Saturación de transferrina, Proteína C reactiva		
TIPOS DE MUESTRAS	Suero, plasma, sangre total		
CONTENEDORES	Tubo tapón rojo (rutina), Tubo tapón azul citrato, Tubo tapón morado (EDTA), Tubo azulón seco 7ml		
TIEMPO DE RESPUESTA	1.5 h		
LABORATORIOS	Laboratorio de urgencias		
	Core bioquímica		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES			

NOMBRE DE LA PRUEBA	VITAMINA A		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Retinol		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 0,4-0,8 mg/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 semanas		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: HPLC		

NOMBRE DE LA PRUEBA	VITAMINA B1		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Tiamina		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	EDTA Tapón morado		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Clínico San Carlos		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Automático enzimático		

NOMBRE DE LA PRUEBA	VITAMINA B6		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Piridoxina		
TIPO DE MUESTRA	Plasma		
CONTENEDOR	EDTA Tapón morado		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	Hospital Clínico San Carlos		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Automático enzimático		



NOMBRE DE LA PRUEBA	VITAMINA B12		
SINÓNIMOS DE LA PRUEBA	Cobalamina		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 18,0-50,0 ng/dl		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Hormonas y proteínas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Si el análisis se retrasa más de 3 días para muestras almacenadas a temperatura ambiente o más de 7 días para muestras almacenadas entre 2 °C y 8 °C, retire el coagulo, el gel separador o los eritrocitos del suero o plasma y almacenelas a una temperatura igual o inferior a -20 °C.		

NOMBRE DE LA PRUEBA	VITAMINA D		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina), tubo heparina de litio tapón verde (urgencias)		
VALOR DE REFERENCIA	Ambos sexos: 18,0-50,0 ng/mL		
TIEMPO DE RESPUESTA	1h 30 min rutina		
LABORATORIO	Core hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Método analítico: inmunoanálisis quimioluminiscente Estabilidad: 8 horas a 20-25 °C; 4 días a 2-8 °C; 24 semanas a -20 °C		



NOMBRE DE LA PRUEBA	VITAMINA 1,25 DH		
TIPO DE MUESTRA	Suero o plasma		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
TIEMPO DE RESPUESTA	2 meses		
LABORATORIO	H. La Paz. Lab. Hormonas		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420511	
OBSERVACIONES	Esta prueba requiere canalización		

NOMBRE DE LA PRUEBA	VITAMINA E		
SINONIMOS	Alpha-Tocoferol		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo tapón rojo (rutina)		
V. REFERENCIA	Ambos sexos: 5.0-20.0 mg/L		
TIEMPO DE RESPUESTA	4 semanas		
LABORATORIO	Laboratorio de Técnicas Especiales		
TELÉFONOS	Ampliación 420319/420320	Despacho facultativo 420509	
OBSERVACIONES	Método analítico: HPLC		

NOMBRE DE LA PRUEBA	ZINC		
TIPO DE MUESTRA	Suero		
CONTENEDOR	Tubo Azulón Seco 7mL		
VALOR DE REFERENCIA	Mujeres: 70,0-150,0 µg/dl		
TIEMPO DE RESPUESTA	48h		
LABORATORIO	Lab. Core HULPR		
TELÉFONOS	Ampliar 420319/420320	Extracciones 420318	
OBSERVACIONES			

