

## INSTRUCCIONES DE RECOGIDA PARA CALPROTECTINA EN HECES

### PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA



**1** Equilibre CALiaGold® tube a temperatura ambiente (18-28°C). Coloque el papel higiénico en la taza del wáter. En caso de usar un recogedor de heces, por favor, siga las instrucciones que se indican en él. A continuación, proceda desde el paso 3.



**2** Recoja sus heces directamente sobre el papel higiénico, evitando tocar el agua o la orina. Es más fácil de hacer si se está sentado al revés.



**3** Mientras sostiene el tubo en posición vertical, desenrosque la tapa amarilla con el palito de recolección incorporado. No agite el tubo.



**4** Introduzca el palito en 4 lugares diferentes, rascando la superficie con un movimiento transversal. Deben cubrirse las muescas del palito. El exceso de heces se extrae en el embudo durante la reintroducción del pasador de muestreo en el cuerpo de CALiaGold® Tube. No tome un exceso de heces.



**5** Vuelva a colocar la tapa amarilla y enrosque fuertemente. No lo vuelva a abrir.



**6** Las heces en el CALiaGold® Tube son estables hasta 3 días a 28°C o 6 días a 2-8°C. De todos modos, es preferible mantener el tubo de recolección en el refrigerador y devolverlo lo antes posible.

- Recoja el dispositivo de tapón amarillo en la ventanilla del **Laboratorio de Análisis Clínicos** (planta -1) de **lunes a viernes (laborables)** en horario de **8.15 a 10.00 h.**
- **Almacene** lo antes posible el dispositivo en el **frigorífico (2-8°C).**
- Inmediatamente **antes de su uso**, atempere el dispositivo a **temperatura ambiente (18-28°C).**
- Realice la **recogida** inmediatamente después de la defecación, y posteriormente **consérvelo (como máximo tres días)** nuevamente en el **frigorífico (2-8°C).**

#### ¿Dónde se entrega la muestra?

Entregue la muestra en la **ventanilla** de recepción de muestras del **Servicio de Análisis Clínicos en la planta -1** del hospital, de **lunes a viernes (laborables)** en horario de **8.15 a 10.00 h** de la mañana.