

INSTRUCCIÓN PARA EL PACIENTE RECOGIDA DE ORINA PARA MICOBACTERIAS

1. Breve Información

Este procedimiento consiste en la recogida de orina de la 1ª hora de la mañana para su posterior análisis en el laboratorio.

2. Material necesario que le entregarán en el Centro

Contenedor estéril de recolección y transporte de orina con sistema de vacío.

3. Preparación previa del paciente

No requiere.

4. Procedimiento de recogida

EL DÍA DE LA PRUEBA, NADA MÁS LEVANTARSE:

- Lávese bien las manos con agua y jabón.
- Para mujeres:
 - Separando los labios mayores y menores, lávese con una gasa enjabonada toda la zona genital y perineal. El lavado debe hacerse de **delante hacia atrás**.
 - Enjuague con abundante agua para eliminar los restos de jabón.
 - Seque la zona lavada con una gasa estéril en la misma dirección que el lavado.
- Para hombres:
 - Retraer completamente el prepucio y limpiar el glande con jabón neutro.
 - Enjuague con abundante agua para eliminar los restos de jabón.
- Orine una pequeña cantidad en la taza del inodoro.
- Interrumpa la micción y continúe orinando directamente en el frasco de orina. **Es recomendable enviar la mayor cantidad de muestra posible. Se requiere un volumen mínimo de 40 ml pero es aconsejable enviar 100-150 ml.**
- Cierre el frasco de forma que la tapa quede ajustada y hermética.

5. Identificación, conservación y entrega

- IDENTIFIQUE el frasco con su nombre y apellidos.
- Ese mismo día acuda por la mañana, antes de las 11:00 h, a la sala de extracciones del HUFA y entregue el frasco debidamente cerrado e identificado.

Código	MCB-D-013	Propiedad del Hospital Universitario Fundación Alcorcón Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa.
Versión	02.0	
Fecha vigor	30/12/2019	
Página	1 de 1	

La única versión válida de este documento es la incluida en la red informática del Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Antes de utilizar una copia impresa, asegúrese de que es la versión vigente.