



PRODUCTOS SANITARIOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS CRÓNICAS
Hospital Universitario de Getafe y Dirección Asistencial Sur

Comisión de Coordinación Asistencial en Farmacoterapia HUG/DASUR. Autores: Teresa Pablo, Mª Paz Robles, Jimena Ramón, Marina Peláez, Oscar Cuervo. Autorizado por la Comisión de utilización de productos sanitarios para el tratamiento de heridas cutáneas crónicas de la Comunidad de Madrid, Mayo de 2022.

Tipo de producto	Definición en catálogo	Código MGS	Código Hospital	Nombre comercial (Según Acuerdo Marco)	Indicaciones de uso		
HIDROGEL	HIDROGEL ESTRUCTURA AMORFA > 15 g y < 20 g	120752	044764	Intrasite® Gel	Hidratante en heridas secas. Para favorecer el debilitamiento analítico de heridas con tejido desvitalizado, escafelos o tejido necrótico.		
HIDROCOLÓIDES	Hidrocoloide adhesivo	158810CM - 158815 CM	120760	064116	Comfeel® Plus	Para favorecer el proceso de cicatrización de úlceras o heridas con exudado de leve a moderado.	
		235 x 35 CM - 20 x 20 CM	NO HUG	064117			
	Hidrocoloide laminar estrofin adhesivo	282800CM	120762	NO HUG	Skin-free Hydrocare II Border®	Para favorecer el proceso de cicatrización de úlceras o heridas con exudado de leve a moderado.	
		8 x 6 x 0,5 CM y 10 x 10 CM	NO HUG	064118			
Hidrocoloide laminar estrofin adhesivo	APÓSITO HIDROCOLÓIDE EXTRAFINO ADHESIVO	8 x 8 x 0,5 CM y 15 x 15 CM	140966	044762	Skin-free Hydrocare Thin®	Para favorecer el proceso de cicatrización de úlceras o heridas con exudado leve y heridas superficiales agudas.	
		8 x 10 x 0,5 CM y 15 x 15 CM	NO HUG	044758			
		282800CM	140968	NO HUG			Comfeel® transparente
Hidrocoloide fibra	APÓSITO HIDROCOLÓIDE 10x10CM NO ADHESIVO	140939	071072	Aquaceal® extra	Para favorecer el proceso de cicatrización de úlceras o heridas superficiales o cavidades con exudado moderado.		
ESPUMAS POLIURETANO	Espuma sin bordes adhesivos	APÓSITO ESPUMA POLIURETANO NO ADHESIVO	155 x 15 CM - 20 x 20 CM	092906	NO HUG	Biatin® Non-Adhesive	Para favorecer el proceso de cicatrización de úlceras o heridas con exudado de moderado a alto.
		282800CM	120763	NO HUG	Askina FQAM®		
	Espuma baja adherencia sin bordes adhesivos	APÓSITO ESPUMA POLIURETANO NO ADHESIVO	8 x 10 x 0,5 CM - 15 x 15 CM	104636	064122	Urgotul Absorb®	Para favorecer el proceso de cicatrización de úlceras o heridas con exudado de moderado a alto.
			155 x 15 CM - 20 x 20 CM	112266	NO HUG	Biatin® Soft Hold	
	Espuma anatómica talón	APÓSITO ESPUMA POLIURETANO TALÓN ADHESIVO	100179	NO HUG	Permafoam® Classic Concave	Para favorecer el proceso de cicatrización de úlceras o heridas con exudado de moderado a alto en la zona del talón.	
	Espuma con bordes adhesivos de hidrocoloide	APÓSITO ESPUMA POLIURETANO CON ADHESIVO	8 x 8 CM - 10x10CM	104014	064124	Biatin® Adhesive Light	Para favorecer el proceso de cicatrización de úlceras o heridas con exudado de moderado a alto.
			8 x 10 x 0,5 CM - 15 x 15 CM	NO HUG	104013	Skinfoam®	
Espuma con bordes adhesivos de silicona	APÓSITO ESPUMA POLIURETANO ADHESIVO SILICONA 8,0 x 10 CM - 15 x 15 CM	100234	064123	Biatin® Adhesive			
		115122	071073	Biatin® Silicone	Para favorecer el proceso de cicatrización de úlceras o heridas con exudado de moderado a alto.		
Espuma anatómica sacro	APÓSITO ESPUMA POLIURETANO SACRO ADHESIVO	104039	039592	Biatin® adhesive sacro	Para favorecer el proceso de cicatrización de úlceras o heridas con exudado de moderado a alto en la zona del sacro.		
POLIURETANO LAMINAR PELÍCULA	APÓSITO POLIURETANO TRANSPARENTE ADHESIVO	8 x 8 CM - 10x10CM	120766	023944	Leukomed T-STE	Apósito secundario de fijación.	
		8 x 10 x 0,5 CM - 15 x 15 CM	120765	028471	Skin® film		
ALGINATOS	APÓSITO ALGINATO CÁLCICO NO ADHESIVO	2 x 10 x 10CM - 15 x 15 CM	100954	044760	Cutimed alginate®	Para el tratamiento de úlceras o heridas con exudado alto o muy alto. Se puede utilizar en heridas infectadas o con tendencia al sangrado.	
		APÓSITO ALGINATO CÁLCICO EN CINTA 2 x 30 CM	104033	064124	Cutimed alginate		
CARBÓN ACTIVO	APÓSITO CARBÓN ACTIVADO NO ADHESIVO 25x10CM 520 x 20 CM	100144	064115	Askina Carbosorb®	Para el control del olor en úlceras o heridas malolientes.		
SILICONAS	APÓSITO SILICONA LAMINAR NO ADHESIVO	8 x 8 CM - 10 x 10 CM	100922	NO HUG	Altrauman® Silicone	Para reducir la adherencia del apósito principal absorbente al lecho de la herida en úlceras tumorales o muy dolorosas. No es necesario su recambio en cada cura.	
		8 x 10 x 0,5 CM - 15 x 15 CM	104050	058294	Biatin® Contact		
COLÁGENO	COLÁGENO SPRAY 75ML	114053	058291	Condress® spray 75 ML	Para estimular la formación de tejido de granulación y la epitelización de una lesión no infectada. Producto origen equino.		
VENDAS MULTICAPA	VENDAJE COMPRESIVO BICAPA 40 mm Hg SIN LATEX	18x25CM	100974	046674	Urgo® K2	Para el tratamiento compresivo de las úlceras venozas en MMII, edema venoso crónico y linfedema.	
		25x32CM	100975	064126			
OCTOSULFATO DE SACAROSA	10X10 EN PLACA	122516	171071	UrgoStart® Plus Pad	Para la cicatrización de úlcera neurotrófica no infectada del pie diabético grado I C o II C.		
		122516	171071	UrgoStart® Contact			

PRODUCTOS QUE REQUIEREN SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN ESPECIAL VIA ANEXO

VENDAS MULTICAPA	VENDAJE COMPRESIVO BICAPA 20 mm Hg SIN LATEX	18x25CM	100974	064126	Urgo® K2 Lite	ANEXO II	Para el tratamiento compresivo de las úlceras venozas en MMII, edema venoso crónico y linfedema.
		25x32CM	100975	104120			
OCTOSULFATO DE SACAROSA	10X10 EN MALLA	122516	171071	UrgoStart® Plus Pad	ANEXO III	Para la cicatrización de úlcera neurotrófica no infectada del pie diabético grado I C o II C.	
		122516	171071	UrgoStart® Contact			