

NORMAS PARA LA RECOGIDA DE ORINA DE LACTANTES Y NIÑOS PEQUEÑOS

La muestra se recogerá en una bolsa que se le suministrará en el área de extracciones y para su utilización debe seguir las siguientes recomendaciones:

- Separar las piernas del niño.
- Asegurarse de que las áreas púbicas y perianal estén limpias y secas y no contengan moco. No aplicar polvos, aceites o lociones en la piel.
- Eliminar el papel protector del adhesivo.

NIÑAS

- Estirar el periné (suelo de la pelvis) para suprimir los pliegues cutáneos.
- Presionar el adhesivo firmemente a la piel alrededor de la vagina.
- Asegurarse de que se comienza en el puente de la piel, se separa el recto de la vagina, y se va hacia delante.

NIÑOS

- Ajustar la bolsa sobre el pene y presionar las alas firmemente sobre el periné.
- Asegurarse de que el adhesivo esté unido con firmeza y sin arrugas a la piel.
- Una vez recogida la orina, dirigirse al área de extracciones donde personal del laboratorio le retirará la bolsa para su etiquetado y posterior análisis.



Si tiene alguna duda, consulte al personal de la Unidad

