

UROCULTIVOS

1. RECOGIDA

- Recoger siempre la orina de la parte media de la micción.
- Preferiblemente, recoger la primera orina de la mañana o al menos de 4 horas sin micción.
- La orina se recogerá en un recipiente estéril de boca ancha, evitando tocarlo por dentro al destaparlo. Cerrarlo herméticamente.
- Extremar la precaución para no contaminar con la piel circundante.



2. TRANSPORTE

- El envío de muestras debe hacerse en menos de dos horas o bien en contenedor refrigerado.

NOTA 1: Recordar que recogida de orina de pacientes con sonda vesical debe hacerse con jeringuilla a través del cono de la sonda, previa desinfección con alcohol 70°. Nunca de la bolsa recolectora.

NOTA 2: En niños pequeños se puede utilizar una bolsa recolectora recordando que esta debe cambiarse cada 20 minutos si no ha habido micción.



ENVIAR A MICROBIOLOGÍA: TUBO NEUMÁTICO Nº 103 O 538