

Area	Sección	Procedimiento	Método determinación	Muestra	Contenedor	Conservación	Tiempo respuesta	Sometidas a control de calidad externo	Lugar Extracción	Teléfono Contacto
Bacteriología	Coprocultivos	Cultivo de Heces	Cultivo	Heces	Estéril boca ancha	Refrigerada 4°C	6 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros	12105
Bacteriología	Coprocultivos	Determinación de Toxina y ribotipo 027 de <i>Clostridioides difficile</i> por rt-PCR	PCR tiempo real	Heces	Estéril boca ancha	Refrigerada 4°C	48h	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12105
Bactereología	Coprocultivos	Determinación de Detección toxina <i>Clostridioides difficile</i> en Heces	EIA	Heces	Estéril boca ancha	Refrigerada 4°C	48h	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros	12105
Bacteriología	Epidemiología	Determinación de bacterias en aire	Cultivos	Aire	Placas sembradas	Estufa 37°C	15 días	SEIMC	Habitaciones/Quirófano/Cabinas flujo laminar	12109
Bacteriología	Epidemiología	Determinación de Bacterias en agua hemodiálisis	Cultivos	Agua	Frasco estéril	Refrigerado 4°C	15 días	SEIMC	Sala de Máquinas/Monitores	12109
Bacteriología	Epidemiología	Determinación de Hongos en aire	Cultivos	Aire	Placas sembradas	Estufa 37°C	8 días	SEIMC	Habitaciones/Quirófano/Cabinas flujo laminar	12109
Bacteriología	Epidemiología	Determinación de Portador Bacterias Multirresistentes	Cultivos	Portador MR	Medio de transporte líquido/ contenedor estéril	Refrigerado 4°C	4 días	SEIMC	Control Hospitalización	12109

Bacteriología	Epidemiología	Cultivo de bacterias en PROTOCOLOS UCI/REA (BAS, orina, Jugo gástrico, ex. Rectal y ex. Axilar)	Cultivo	protocolo= BAS, orina, Jugo gástrico, ex. Rectal y ex. Axilar	Medio de transporte líquido/ contenedor estéril	Refrigerado 4°C	4 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12109
Bacteriología	Epidemiología	Cultivo de hongos en PROTOCOLOS UCI/REA (BAS, orina, Jugo gástrico, ex. Rectal y ex. Axilar)	Cultivo	protocolo= BAS, orina, Jugo gástrico, ex. Rectal y ex. Axilar	Medio de transporte líquido/ contenedor estéril	Refrigerado 4°C	4 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12109
Bacteriología	Epidemiología	Determinación de Micobacterias en circuitos	Cultivos	Agua	Frasco estéril	Refrigerado 4°C	8 semanas	SEIMC	Sala de Máquinas/Monitores	12109
Bacteriología	Epidemiología	Control de esterilidad de angiogénicos	Cultivos	Preparado lotes de unidosis	Líquido de enriquecimiento inoculado	Estufa 37°C	10 días	SEIMC	Control producción de lotes de jeringuillas precargadas en Cabinas flujo laminar	12109
Bacteriología	Infecciones genitales	Determinación de Cervicitis	Cultivo	Exudado endocervix	Medio de transporte líquido	Refrigerada 4°C	4 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros	12109
Bacteriología	Infecciones genitales	Determinación Vaginosi/ vaginitis en Exudado Vaginal	Cultivo	Exudado vaginal	Medio de transporte líquido	Refrigerada 4°C	4 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros	12109

Bacteriología	Infecciones genitales	Protocolo prostatitis	Cultivo	Orina 1 Orina 2 Semen	Frasco estéril	Refrigerada 4°C	4 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros	12109
Bacteriología	Infecciones genitales	Protocolo Uretritis Varón	Cultivo	Orinas 1 Orina 2 Exudado uretral	contenedor estéril	Refrigerada 4°C	4 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros	12109
Bacteriología	Infecciones genitales	Protocolo Uretritis Mujer	Cultivo	Orinas 1 Orina 2	contenedor estéril	Refrigerada 4°C	4 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros	12109
Bacteriología	Infecciones de Transmisión sexual	Estudio ITS sindrómico	Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN)	Exudado endocervix, semen, orina 1, muestras extragenitales, Ex. Conjuntival	Medio de transporte líquido/ contenedor estéril	Refrigerada 4°C	3 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros	12102
Bacteriología	Quirúrgicos	Cultivo bacteriano aerobio	cultivo	Líquido estéril, biopsia, Abscesos y drenajes, Herida, Conjuntival, Corneal.	Medio de transporte líquido/ contenedor estéril	Refrigerada 4°C	8 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización,	12104
Bacteriología	Quirúrgicos	Cultivo bacteriano de anaerobios	Cultivo	Líquido estéril, biopsia, abscesos y drenajes	contenedor esteril	Refrigerada 4°C	8 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12104

Bacteriología	Quirúrgicos	Cultivo bacteriano catéteres extravasculares	cultivo	Catéter doble J y de derivación	Contenedor estéril	Refrigerada 4°C	48 h-96 h	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización,	12104
Bacteriología	Exudados Respiratorios	Determinación de ANTIGENO <i>Legionella pneumophila</i>	ICT	Orina	tubo amarillo	Refrigerado 4°C	24 h	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12105
Bacteriología	Exudados Respiratorios	Determinación de ANTIGENO <i>S. pneumoniae</i>	ICT	Orina	tubo amarillo	Refrigerado 4°C	24 h	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12105
Bacteriología	Exudados Respiratorios	Cultivo bacteriano en muestra tracto respiratorio	Cultivo	muestra respiratoria	contenedor esteril	Refrigerado 4°C	4 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12105
Bacteriología	Exudados Respiratorios	Cultivo bacteriano en pacientes con BRONQUIECTASIAS	Cultivo	Espuito	contenedor esteril	Refrigerado 4°C	4 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12105
Bacteriología	Exudados Respiratorios	Cultivo bacteriano en pacientes con FIBROSIS QUISTICA	Cultivo	Espuito	contenedor esteril	Refrigerado 4°C	8 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12105
Bacteriología	Exudados Respiratorios	Cultivo de <i>Legionella pneumophila</i> en muestras del tracto respiratorio	Cultivo	LBA y otras muestras del tracto respiratorio	contenedor esteril	Refrigerado 4°C	21 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12105
Bacteriología	Exudados Respiratorios	Cultivo de <i>Nocardia sp</i> en muestras del tracto respiratorio	Cultivo	LBA y otras muestras del tracto respiratorio	contenedor esteril	Refrigerado 4°C	21 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12105

Bacteriología	Hemocultivos	Cultivo de Liq. Pericárdico	Cultivo	Liq. Pericárdico	Jeringa, tubo o frasco estéril,	Refrigerado 4°C	15 días	SEIMC	Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización	12113
Bacteriología	Hemocultivos	Cultivo de Médula ósea	Cultivo	Liq. Pericárdico	Tubo con EDTA	Refrigerado 4°C	30 días	SEIMC	Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización	12113
Bacteriología	Hemocultivos	Cultivo de Puntas de caréter	Cultivo	Puntas de caréter	Contenedor estéril	Refrigerada 4°C	4 días	SEIMC	Control Hospitalización	12113
Bacteriología	Hemocultivos	Cultivo de Material valvular	Cultivo	Válvulas	Contenedor estéril	Refrigerado 4°C	30 días	SEIMC	Quirófano	12113
Bacteriología	Hemocultivos	Hemocultivo por Bactec-FX® (Becton Dickinson) en Sangre	Bactec-FX® (Becton Dickinson)	Sangre	Frasco de hemocultivo	Temperatura Ambiente	6 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología,	12113
Bacteriología	Helicobacter	Cultivo de <i>H. pylori</i> en biopsia gástrica	Cultivo	biopsia gástrica (antro o cuerpo)	tubo 10ml con solución salina	Refrigerado 4°C	20 días	SEIMC	unidad de endoscopias	12105
Bacteriología	Helicobacter	Detección de antígeno de <i>H. pylori</i> en muestra de heces	EIA	Heces	contenedor esteril	Refrigerado 4°C	7 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros	12105
Bacteriología	Urocultivos	Cultivo de Orina	Cultivo	Orina	Tubo con ácido bórico	Refrigerada 4°C	4 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros	12101
Micología	Micología	Detección <i>Cryptococcus sp</i> en LCR,	ICT	LCR,	Tubo estéril	Refrigerada 4°C	48 h	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12115
Micología	Micología	Detección <i>Cryptococcus sp</i> en Suero	ICT	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 h	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12115

Micología	Micología	Examen con KOH por Examen en fresco en Uñas, Pelo, Piel, BAS, LBA	Examen en fresco	Uñas, Pelo, Piel, BAS, LBA	Según muestra	Temperatura Ambiente	7 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12115
Micología	Micología	Determinación de Cultivo Hongos en Uñas, Pelo, Piel, Exudados respiratorias, quirúrgicos, genitales	Cultivo	Uñas, Pelo, Piel, Exudados respiratorias, quirúrgicos, genitales	Según muestra	Refrigerada 4°C	30 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12115
Micología	Micología	Cultivo Hongos Fibrosis Quística	Cultivo	Espuito	Envase seco	Refrigerada 4°C	7 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12115
Micología	Micología	Determinación de Antigenemia <i>Aspergillus sp</i> (AGAS)	Detección de Ag (ELISA)	Suero. LBA, LCR	Tubo con gelosa, Contenedor estéril	Refrigerada 4°C	3 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12115
Micología	Micología	Determinación de <i>Pneumocystis jirovecii</i>	IFI	LBA	Contenedor estéril	Refrigerada 4°C	72 h	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12115
Micobacterias	Micobacterias	Cultivo de micobacterias	Cultivo de micobacterias	Muestras respiratorias / orinas / Punciones / biopsias / líquidos estériles / exudados	Contenedor estéril	Refrigerado 4°C	8 semanas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12107
Micobacterias	Micobacterias	Detección de <i>M. tuberculosis</i> en muestra directa	rt-PCR	Muestras respiratorias / orinas / Punciones / biopsias / líquidos estériles / exudados	Contenedor estéril	Refrigerado 4°C	1 semana	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12107

Micobacterias	Micobacterias	Detección de la producción de interferón gamma frente a <i>M. tuberculosis</i>	IGRA	Sangre	Cuatro tubos especiales	Extemporanea	10 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología,	12107
Micobacterias	Micobacterias	Tinción BAAR	Tinción de auramina	Muestras respiratorias / Punciones / biopsias / líquidos estériles / exudados	Contenedor estéril	Refrigerado 4°C	3 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12107
Parásitos	Parásitos	Detección de Acanthamoeba	Cultivo	Ráspado corneal	Contenedor estéril	Temperatura Ambiente	45 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología,	12.104
Parásitos	Parásitos	Detección de Leishmania	Cultivo	Médula ósea	Tubo con EDTA	Temperatura Ambiente	30 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología,	12104
Parásitos	Parásitos	Detección de Plasmodium sp	Tinción de Giemsa / ICT	Sangre	Tubo de EDTA	Temperatura Ambiente	24 h	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología,	12104
Parásitos	Parásitos	Detección de parásitos en sangre	Tinción de Giemsa	Sangre	Tubo de EDTA	Temperatura Ambiente	24 h	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología,	12104
Parásitos	Parásitos	Diagnóstico sindrómico de protozoos gastrointestinales en heces	Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN)	Heces	Estéril boca ancha	Refrigerada 4°C	72h	SEIMC QCMD	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología,	12104
Parásitos	Parásitos	Determinación de Helminths macroscópicos y Ectoparásitos macroscópicos	Según muestra	Muestra biológica	Estéril boca ancha	Temperatura Ambiente	72h	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros	12104

Parásitos	Parásitos	Detección de Oxiuros	Test de Graham	Cello	Portaobjetos	Temperatura Ambiente	5 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas, Otros Centros	12104
Serología	Serología	Determinación de Ac Virus Herpes simplex	CLIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac Varicela IgG	CLIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac CMV-IgG	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac V Epstein-Barr	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Paul-Bunnell	ICT	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	24 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103

Serología	Serología	Determinación de Ac VHA control vacunal	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac VHA IgM	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Hepatitis B	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac-HBs control vacunal	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac VHC	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac VHD	EIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	15 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103

Serología	Serología	Determinación de Ac Hepatitis E	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Técnica rápida VIH	ICT	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	2 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ag/Ac VIH	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac HTLV en Suero	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12102
Serología	Serología	Determinación de Ac Parotiditis	CLIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac Parvovirus B19	CLIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103

Serología	Serología	Determinación de Ac Rubeola IgG	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac Sarampión	CLIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac SARS-CoV-2	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac SARS-CoV-2 control vacunal	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Detección de Ac Treponema pallidum	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Serología de Sífilis en LCR	AGLUTINACION	Suero y LCR	Contenedor estéril	Refrigerada 4°C	7 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103

Serología	Serología	Determinación de Ac <i>Bartonella sp</i>	IFI	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	10 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12104
Serología	Serología	Determinación de Ac <i>Borrelia</i>	CLIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac <i>Brucella</i>	AGLUTINACION	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	7 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac <i>Coxiella sp</i> (Fiebre Q)	CLIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac <i>Rickettsia sp</i>	IFI	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	10 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac <i>Chlamydia pneumoniae</i>	CLIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103

Serología	Serología	Determinación de Ac Legionella	IFI	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	7 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	CLIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac <i>Trypanosoma cruzi</i>	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac Toxoplasma	CMIA	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	48 horas	SEIMC EQAS	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac Leishmania	IFI	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	10 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Serología	Serología	Determinación de Ac <i>E. granulosus</i>	AGLUTINACION	Suero	Tubo con gelosa	Refrigerada 4°C	15 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Atención primaria, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, CE Hermanos García Noblejas	12103
Virus	Biología Molecular	Determinación de Carga viral CMV	rt-PCR cuantitativa	Plasma	Tubo EDTA	Congelado - 80°C	72 horas	SEIMC QCMD	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12102

Virus	Biología Molecular	Determinación de Carga Viral VEB	rt-PCR cuantitativa	Plasma	Tubo EDTA	Congelado - 80°C	7 días	SEIMC QCMD	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12102
Virus	Biología Molecular	Determinación de Carga Viral VHB	rt-PCR cuantitativa	Plasma	Tubo EDTA	Congelado - 80°C	7 días	SEIMC QCMD	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12102
Virus	Biología Molecular	Determinación de Carga Viral VHC	rt-PCR cuantitativa	Plasma	Tubo EDTA	Congelado - 80°C	7 días	SEIMC QCMD	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12102
Virus	Biología Molecular	Determinación de Carga viral VIH	rt-PCR cuantitativa	Plasma	Tubo EDTA	Congelado - 80°C	72 horas	SEIMC QCMD	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12102
Virus	Biología Molecular	Determinación de Resistencias Genotípicas VIH-1 Inhibidores Integrasa	SECUENCIACIÓN MASIVA	Plasma	TUBO EDTA	Congelado - 80°C	30 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12102
Virus	Biología Molecular	Determinación de Resistencias Genotípicas VIH-1 a antiretrovirales	SECUENCIACIÓN MASIVA	Plasma	TUBO EDTA	Congelado - 80°C	30 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12102
Virus	Virología	Determinación de los virus SARS-CoV-2 / Influenza A-B / VRS	rRT-PCR	Muestras respiratorias y extrarrespiratoria	Torunda Nasofaringea, esputo, BAS, LBA y otras muestras	Refrigerada 4°C	6 horas	SEIMC QCMD	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, Otros centros	12102
Virus	Biología Molecular	Determinación de Virus respiratorios y bacterias causantes de neumonía atípica	Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN)	Lavado nasofaringeo, Exudado nasofaringeo, LBA, BAS, Líquido Pleural, Biopsias, Válvula	Torunda Nasofaringea (MTV) o contenedor estéril	Refrigerada 4° C	96 horas	SEIMC QCMD	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12102

Virus	Biología Molecular	Determinación de Papillomavirus	Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN)	Biopsia cutanea, Ex, cervix, Ex. Uretral, Ex. Glande, Ex. rectal	Escobillón seco	Refrigerada 4° C	7 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12102
Virus	Biología Molecular	Determinación de Herpesvirus y virus neurotropos/exantemáticos	Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN)	Sangre, Plasma, Suero, Líquido pleural, LCR, Biopsias, Lesiones cutaneas, Lesiones genitales	Según muestras	Refrigerada 4° C	96 horas	SEIMC QCMD	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología	12102
Parásitos	Virus	Diagnóstico sintromico de Virus gastrointestinales en heces	Técnica de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN)	Heces	Estéril boca ancha	Refrigerada 4°C	72h	SEIMC QCMD	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología,	12102,12104
Virus	Virología	Estudio de virus	Cultivo celular	Ex Faringeo, Ex Conjuntival, Ex genitales, Ex lesión cutanea, LBA, Biopsias	Medio de transporte de virus Medio de transporte líquido/ contenedor estéril	Refrigerada 4°C	30 días	SEIMC	Sala Extracciones, Hospital Día, Urgencias, Control hospitalización, Servicio Microbiología, Otros centros	12102