

**PREPARACIÓN PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA BAJA CON CASENGLICOL®**

<b>5 DÍAS ANTES DE LA PRUEBA</b>	<b>DIETA POBRE EN RESIDUOS</b>																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alimentos permitidos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Pescado blanco a la plancha o hervido, tortilla francesa, jamón serrano o cocido, carnes magras a la plancha, agua, café o infusiones, leche desnatada, zumos y caldos colados.</li> <li>o Pan blanco, arroz blanco y pasta (no integral).</li> </ul> </li> <li>• Alimentos prohibidos:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Verduras, fruta, legumbres, hortaliza, patatas, pan integral, arroz y pasta integrales, guisos de carne o pescado, embutidos, bollería, chocolate, bebidas con gas.</li> </ul> </li> </ul>																									
<b>EL DÍA ANTERIOR A LA PRUEBA</b>	<b>DIETA LIQUIDA</b>																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo podrá tomar:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o Agua, caldos filtrados, zumos colados, infusiones, té y agua con abundancia o dieta polimérica:.....</li> <li>o 6 horas antes de la prueba deberá mantenerse en ayunas. No podrá comer ni beber nada (ni siquiera agua)</li> </ul> </li> </ul>																									
<b>A PARTIR DE LAS 16h DEL DÍA ANTERIOR DE LA PRUEBA</b>	Administración de CASENGLICOL® (Preparación: 1 sobre en 250 ml de agua)																								
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th><b>Peso</b></th> <th><b>Líquidos</b></th> <th><b>Vasos</b></th> <th><b>Bajo volumen</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>&lt;10 kg</b></td> <td>1000 cc</td> <td>4 vasos</td> <td>2 vasos</td> </tr> <tr> <td><b>10-15 kg</b></td> <td>1250 cc</td> <td>5 vasos</td> <td>2,5 vasos</td> </tr> <tr> <td><b>15-25 kg</b></td> <td>1500-1750 cc</td> <td>6-7 vasos</td> <td>3 vasos</td> </tr> <tr> <td><b>25-40 kg</b></td> <td>2000cc</td> <td>8 vasos</td> <td>4 vasos</td> </tr> <tr> <td><b>&gt;40 kg</b></td> <td>2500-3000 cc</td> <td>10-12 vasos</td> <td>5 vasos</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se debe dejar pasar un intervalo de 30 minutos entre cada vaso hasta completar la dosis total.</li> <li>• Suspender la administración cuando las deposiciones sean líquidas y transparentes.</li> <li>• En el caso de que tras la administración de lo anteriormente descrito las deposiciones no sean transparentes y líquidas antes de dormir, administrar un FISIOENEMA® de Suero Salino Fisiológico (CN 202574.5) de 250-500 ml.</li> <li>• Se debe administrar en todos los casos un FISIOENEMA® de Suero Salino Fisiológico (CN 202574.5) de 250-500 ml a primera hora de la mañana del día de la exploración.</li> </ul>		<b>Peso</b>	<b>Líquidos</b>	<b>Vasos</b>	<b>Bajo volumen</b>	<b>&lt;10 kg</b>	1000 cc	4 vasos	2 vasos	<b>10-15 kg</b>	1250 cc	5 vasos	2,5 vasos	<b>15-25 kg</b>	1500-1750 cc	6-7 vasos	3 vasos	<b>25-40 kg</b>	2000cc	8 vasos	4 vasos	<b>&gt;40 kg</b>	2500-3000 cc	10-12 vasos	5 vasos
<b>Peso</b>	<b>Líquidos</b>	<b>Vasos</b>	<b>Bajo volumen</b>																						
<b>&lt;10 kg</b>	1000 cc	4 vasos	2 vasos																						
<b>10-15 kg</b>	1250 cc	5 vasos	2,5 vasos																						
<b>15-25 kg</b>	1500-1750 cc	6-7 vasos	3 vasos																						
<b>25-40 kg</b>	2000cc	8 vasos	4 vasos																						
<b>&gt;40 kg</b>	2500-3000 cc	10-12 vasos	5 vasos																						
<b>CASENGLICOL® sobres 17,6 g/sobre (caja 16 sobres). CN 808121</b>																									

Nombre	Preparación para endoscopia digestiva baja con casenglicol	Código	DIG-AX-060
Aprobado	Jefe de Sección	Edición	D
Fecha	01-12-2022	Página	1 de 1